



## Bescherm jezelf en anderen

Bent je het beu om als hygiënist telkens opnieuw dingen te moeten herhalen en steeds weer dezelfde argumenten te moeten gebruiken? Doorbreek dan de sleur: bij B. Braun kun je terecht voor slimme hulpmiddelen en bewustmakingstools. Makkelijk aanpasbare presentaties helpen je om van jouw handhygiëncampagne een succes te maken.

Doe mee met de beweging voor slimme handhygiëne.

[www.bbraun.nl/handhygiene](http://www.bbraun.nl/handhygiene)

Artikelnummer	Artikelomschrijving
3908493	Automatische dispenser 500 / 1000 ml
3908480	Handbediende dispenser 500 / 1000 ml incl. accessoires
3908481	Handbediende dispenser 500 / 1000 ml incl. NHS-accessoires
3908452	Handbediende dispenser 500 / 1000 ml
3908453	Lekbak
3908454	Armhendel (roestvrij staal)
3908459	Universele bevestigingsplaat
3908471	NHS-bevestigingsplaat

B. Braun Medical B.V. | +31 (0)412 67 24 11 | [customercare.nl@bbraun.com](mailto:customercare.nl@bbraun.com) | [www.bbraun.nl](http://www.bbraun.nl)

De informatie in deze communicatie is strikt vertrouwelijk, kan bedrijfsinformatie omvatten en is alleen bedoeld voor gebruik door de geadresseerde. Het is eigendom van de afzender van deze informatie. Ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking of kopiëren van deze communicatie of een deel daarvan is ten strengste verboden en kan onwettig zijn.

V08/2023



## De slimme dispenser

Alles en nog meer wat je van een moderne dispenser kan verwachten

**B | BRAUN**  
SHARING EXPERTISE



# Moderne dispensertechnologie

B. Braun heeft een moderne dispensertechnologie. Onze dispensers hebben een indicator van het vloeistofpeil en een inklapbare fles die het opruimen vergemakkelijkt. De lucht vrije fles beperkt het besmettingsrisico tot het minimum. De dispenser kan bovendien gepersonaliseerd worden en er kan een slim systeem voor nalevingsmonitoring aan toegevoegd worden.

## Monitoringmodule



## Flessen

- Opvouwbare fles: vermindert het afvalvolume met 85%
- 100% recycleerbare kunststof
- Airless-pomp: geen luchtaanzuiging, geen besmetting, extra veilig
- Gebruiksklare wegwerppomp

*\*Kan worden aangevuld met een systeem voor nalevingsmonitoring*

**GESLOTEN SYSTEEM**  
Voor 500 en 1000 ml

**SAMENDRUKBARE FLACON:**

- Vermindering van het afvalvolume met 85%
- Minder overblijvend product
- 100% recycleerbaar

**VERGRENDELBAAR**  
Aan twee kanten voor extra veiligheid

**NIVEAU-INDICATOR**  
Goed zichtbaar aan beide kanten

**EENVOUDIGE MONTAGE**  
Universele bevestigingsplaat

**LUCHTVRIJ SYSTEEM**  
Extra veilig: geen luchtuitwisseling, geen besmettingsrisico

**REGELBARE DOSERING**  
0,6, 1,5, 3 ml volume

**MODULAIR SYSTEEM**  
Optioneel met opvangbak, hendel en systeem voor het monitoren van de naleving

**PERSONALISEERBAAR**  
Ruimte voor berichten en campagnes

**GEMAKKELIJK SCHOON TE MAKEN**  
Vaatwasserbestendig (60 °C)

**DRAAISCHIJF**  
Één systeem voor alle producten: ontsmetting, wassen & verzorging

