

Deel 3

De B. Braun hulpmiddelenkaart maakt PES+ eenvoudig

Welke katheter past het beste bij jouw patiënt?

Vanaf nu moet je voor elke continentiepatiënt een PES+ formulier invullen als deze een hulpmiddel nodig heeft. Iets dat je tot nu toe niet gewend bent. Om je alvast op weg te helpen, zijn er vier hulpmiddelenkaarten gemaakt op basis van HRIU PRIU.

Deel 3 hiervan heb je nu in handen. Deze helpen jou om functioneringsgericht te denken en zo het juiste continëntie hulpmiddel aan te vragen voor jouw patiënt.

Alle PES+ formulieren moeiteloos invullen?

Maak jouw kwartet compleet en zorg dat je alle hulpmiddelenkaarten in bezit krijgt! Neem contact op met jouw contactpersoon van B. Braun Medical. Deze komt dan zo snel mogelijk langs om de andere drie kaarten af te geven.

Nr.	Kenmerk patiënt	Behoefte	Producteis	Advies
9.	<i>"Ik wil zien of mijn urine troebel of geconcentreerd is, zodat ik weet dat ik meer moet of kan drinken."</i>	Een transparante opvangzak.	De transparante zak moet de mogelijkheid geven om de urine te controleren op eventuele infectie. Ook urineconcentratie moet zichtbaar zijn.	Actreen® Mini Set & Hi-Lite Set
10.	<i>"Ik wil de katheter onopvallend opbergen, bijvoorbeeld in de sok onder mijn pantalon."</i>	Een katheter die kan worden opgevouwen, waardoor deze gemakkelijk is mee te nemen.	De katheter moet ondanks zijn lengte toch onopvallend te verbergen zijn en mag worden geplooid. Daarbij moet de katheter zonder problemen weer in de oude positie terug te buigen zijn.	Actreen® Hi-Lite Cath & Set
11.	<i>"Ik heb een vergrootte prostaat. Katheteriseren kost hierdoor moeite."</i>	Een lichtgebogen tip, ook wel Tiemann Tip.	De katheter moet voorzien zijn van een lichtgebogen tip. Zo kan deze makkelijk langs een vergrote prostaat zonder meerdere malen te katheteriseren.	Actreen® Hi-Lite Cath & Set Tiemann versie

B. Braun Medical B.V. | +31 (0)412 67 24 11 | homecare.nl@bbraun.com | www.bbraun.nl