

KAAKCHIRURGIE



AESCULAP® ELAN 4

UPGRADE JOUW BOOR- EN ZAAGAPPARATUUR

INHOUDSOPGAVE

AANSTURING

Stuureenheid	4
Irrigatie	4
Intramotoren	5

ELEKTROMOTOREN

Oscillerende zagen	6
Reciprocerende zagen	7
Transversale zagen	8

ACCESSOIRES

Reprocessing	9
Fixatiehouders	10
Accessoires	11

AESCLAP® ELAN 4

EXPERIENCE THE DIFFERENCE

ELAN 4 heeft een uitgebreid assortiment om comfortabel en precies te werken. Bekijk de productselectie voor kaak- en aangezichtschirurgie in deze brochure.

- Ergonomisch design en perfecte balans van het handstuk biedt een comfortabele grip
- Krachtige prestaties, geen warmteontwikkeling door geïntegreerde motor in handstuk (directe aandrijving)
- Alle koppelingen zijn plug-and-play
- Intuïtief in gebruik, alle bedienbare elementen zijn goudkleurig
- Meerdere gebruikersprofielen kunnen worden opgeslagen
- Herbruikbare boren en frezen zijn duurzaam en kostenbesparend
- Interne lumens zijn machinaal reinigbaar
- Geïntegreerd irrigatiesysteem
- Draadloos of bedraad voetpedaal






AESULAP[®] ELAN 4

AANSTURING EN IRRIGATIE

STUUREENHEID

	GA800	Elektrische stuureenheid Geïntegreerd irrigatiesysteem, touchscreen
	GA806	Motorkabel ELAN 4 elektrosystemen 4,0 m kabel
	GA808	Voetbediening Beveiligingstype IPX8, demonteerbaar voor reiniging 5,0 m kabel
	GA810	Voetbediening draadloos Beveiligingstype IPX8, demonteerbaar voor reiniging 3x batterij type D



IRRIGATIE

	GA395SU	Disposable slangenset
	GA258SU	Sproeinaald Geschikt voor alle zagen
	HELL-866010395	Minitubing*

* Dit product wordt doorgeleverd van een externe leverancier, Hell+Co GmbH.

AESCULAP® ELAN 4

INTRAMOTOREN

INTRAMOTOR		
	GA824	ELAN 4 elektro lowspeed motor Intrakoppeling 180 W / 10 Ncm / 123x23 mm / 150 g
	KAVO-3610N1	KaVo Intra boorhandstuk* Intrakoppeling Max. 40.000 tpm


* Dit product wordt doorgeleverd van een externe leverancier, KaVo Dental GmbH.



AESCULAP® ELAN 4

ELEKTROMOTOREN

OSCILLERENDE ZAGEN



ZAAGBLADEN

sterile




GP501R	15 mm	5 mm	0,50 mm	0,50 mm
GP502R	15 mm	10 mm	0,50 mm	0,50 mm
GP504R	20 mm	5 mm	0,50 mm	0,50 mm
GP505R	20 mm	10 mm	0,50 mm	0,50 mm
GP514R	25 mm	5 mm	0,50 mm	0,70 mm
GP515R	25 mm	10 mm	0,50 mm	0,70 mm


GA831

ELAN 4 elektro oscillerende zaag
180 W / 129x23 mm / 4,5° / 220 g


GP501R




GP502R




GP504R





GP505R



GP514R



GP515R



ZAAGBLADEN

sterile




GP492R	15 mm	5 mm	0,30 mm	0,30 mm
GP494R	20 mm	10 mm	0,30 mm	0,30 mm
GP497R	25 mm	12 mm	0,30 mm	0,30 mm


GA836

ELAN 4 elektro oscillerende microzaag
180 W / 161x23 mm / 7° / 190 g


GP492R



GP494R



GP497R



AESCULAP® ELAN 4

ELEKTROMOTOREN

RECIPROKERENDE ZAGEN



ZAAGBLADEN

sterile



GP550R	15 mm	73 mm	0,40 mm	0,60 mm
GP551R	25 mm	84 mm	0,40 mm	0,60 mm
GP552R	27 mm	85 mm	0,25 mm	0,35 mm
GP562R	27 mm	105 mm	0,25 mm	0,35 mm

Single use

GC615R	23 mm	--	0,25 mm	0,35 mm
GC633R	23 mm	--	0,25 mm	0,35 mm







SCHACHTEN

sterile



GP559R	70 mm
GP569R	90 mm

GA832 ELAN 4 elektro reciprocerende zaag
180 W / 194x23 mm / 2,5 mm / 238 g




ZAAGBLADEN

sterile



GP542R	13 mm	0,30 mm	0,30 mm
GP543R	20 mm	0,30 mm	0,30 mm


GA837 ELAN 4 elektro reciprocerende microzaag
180 W / 184x23 mm / 1,8 mm / 198 g








AESCALAP[®] ELAN 4

ELEKTROMOTOREN



TRANSVERSALE ZAGEN



ZAAGBLADEN


					
GP583R		10 mm	10 mm	0,50 mm	0,70 mm
GP584R		15 mm	12 mm	0,50 mm	0,70 mm
GP587R		11 mm	7 mm	0,50 mm	0,70 mm
GP588R		11 mm	12 mm	0,50 mm	0,70 mm

SCHACHTEN


		
GP582R		65 mm
GP586R		95 mm

GA833 ELAN 4 elektro transversale zaag
180 W / 84x23 mm / 10° / 185 g


GP583R




GP584R



GP587R



GP588R



GP582R



GP586R




AESFULAP® ELAN 4

REPROCESSING



FIXATIE BOOR- EN ZAAGAPPARATUUR

- Setinhoud is overzichtelijk
- Kwaliteitsbehoud apparatuur
- Voorkomt beschadiging aan boren, frezen en zagen
- Reiniging interne lumen




AESCALAP® ELAN 4


ACCESSOIRES

ECCOS® FIXATIEHOUDERS

GB072R ECCOS® >> GA806



GB073R ECCOS® >> GA806



GB077R ECCOS® >> GA824




GB086R ECCOS® >> GA836




GB087R ECCOS® >> GA832/GA837



GB088R ECCOS® >> GA831/GA833



GB729R ECCOS® >> GP559R/GP569R



GB730R ECCOS® >> GP582R/GP586R



GB720R ECCOS® >> zaagbladen



GB613R ECCOS® >> frezen



ECCOS® REINIGINGSREK - MACHINALE REINIGING INTERNE LUMEN

GB692R ECCOS® >> handstukken



ECCOS® reinigingsrekken zijn niet geschikt voor reiniging in een autoclaaf.

AESCLAP[®] ELAN 4

ACCESSOIRES

AESCLAP[®] AICON[®] TRAYS



JJ162R Tray 1/1 537 x 250 x 55 mm



JJ262R Tray 1/2 240 x 250 x 55 mm

JJ267R Deksel voor JJ262R

JJ362R Tray 3/4 403 x 250 x 55 mm

JJ462R Tray DIN 485 x 250 x 55 mm



STERILIT[®] POWER SYSTEMS



GB600 Oliespray 300 ml

GB600860 Adapter ELAN 4 elektro (grijs)

GB600820 Adapter Kavø (blauw)



BROCHURES COMPLEET PRODUCTASSORTIMENT


Bekijk het complete assortiment boor- en zaagapparatuur in de **Power Systems** catalogus.

Artikelnummer O84002



Bekijk het complete assortiment zaagbladen, boren en frezen in de **Burrs & Blades** catalogus.

Artikelnummer O17599



AESCULAP® – a B. Braun brand

B. Braun Medical B.V. | +31 412 67 24 11 | customercare.nl@bbraun.com | www.bbraun.nl



De merknaam "Aesculap" is een geregistreerd merk van Aesculap AG.

De informatie in deze communicatie is strikt vertrouwelijk, kan bedrijfsinformatie omvatten en is alleen bedoeld voor gebruik door de geadresseerde. Het is eigendom van de afzender van deze informatie. Ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking of kopiëren van deze communicatie of een deel daarvan is ten strengste verboden en kan onwettig zijn. De genoemde producten zijn medische hulpmiddelen. Lees voor gebruik altijd eerst de gebruiksaanwijzing.

