



KNO-CHIRURGIE

# AESCULAP® ELAN 4

UPGRADE JOUW BOOR- EN ZAAGAPPARATUUR

# INHOUDSOPGAVE

---

## AANSTURING

Stuureenheid	4
Irrigatie	4

---

## HIGHSPEED ELEKTROMOTOREN

Boren en frezen	5
-----------------	---

---

## ACCESSOIRES

Reprocessing	8
Fixatiehouders	9
Accessoires	9

# AESCULAP® ELAN 4

EXPERIENCE THE DIFFERENCE

ELAN 4 heeft een uitgebreid assortiment om comfortabel en precies te werken. Bekijk de productselectie voor KNO-chirurgie in deze brochure.

- Ergonomisch design en perfecte balans van het handstuk biedt een comfortabele grip
- Geen krachtverlies en warmteontwikkeling door geïntegreerde motor in handstuk (directe aandrijving)
- Alle koppelingen zijn plug-and-play
- Intuïtief in gebruik, alle bedienbare elementen zijn goudkleurig
- Individuele gebruikersinstellingen kunnen worden opgeslagen



- Eén boorlengte voor alle handstukken met heldere codering
- Herbruikbare boren en frezen zijn duurzaam en kostenbesparend
- Interne lumens zijn machinaal reinigbaar
- Geïntegreerd irrigatiesysteem
- Draadloos of bedraad voetpedaal



# AESULAP<sup>®</sup> ELAN 4

## AANSTURING EN IRRIGATIE

### STUUREENHEID, VOETPEDALEN EN MOTORKABEL

	<b>GA800</b>	<b>Elektrische stuureenheid</b> Geïntegreerd irrigatiesysteem, touchscreen
	<b>GA806</b>	<b>Motorkabel</b> ELAN 4 elektrosystemen 4,0 m kabel
	<b>GA808</b>	<b>Voetbediening</b> Beveiligingstype IPX8, demonteerbaar voor reiniging 5,0 m kabel
	<b>GA810</b>	<b>Voetbediening draadloos</b> Beveiligingstype IPX8, demonteerbaar voor reiniging 3x batterij type D


### IRRIGATIE

	<b>GA395SU</b>	<b>Disposable slangenset</b>
	<b>GA261SU</b>	Sproeinaald voor 1-ringshandstuk L4
	<b>GA262SU</b>	Sproeinaald voor 1-ringshandstuk L7
	<b>GA263SU</b>	Sproeinaald voor 1-ringshandstuk L10

# AESFULAP® ELAN 4


HIGHSPEED ELEKTROMOTOREN VOOR BOREN EN FREZEN

## HANDSTUKKEN BOREN EN FREZEN




**GA861** ELAN 4 elektro L4  
0-80.000 rpm / 140 W / 250 Ncm / 152x16 mm / 80 g  
1-ringscodering

**GA261SU** Sproeinaald (apart bestellen)



**GA862** ELAN 4 elektro L7  
0-80.000 rpm / 140 W / 250 Ncm / 177x16 mm / 83 g  
1-ringscodering

**GA262SU** Sproeinaald (apart bestellen)




**GA863** ELAN 4 elektro L10  
0-80.000 rpm / 140 W / 250 Ncm / 206x16 mm / 87 g  
1-ringscodering













**GA263SU** Sproeinaald (apart bestellen)









# AESULAP<sup>®</sup> ELAN 4

BOREN EN FREZEN VOOR 1-RINGSHANDSTUKKEN








## Rosen






Ø	0,6 mm	0,8 mm	1,0 mm	1,0 mm	1,4 mm	1,4 mm	1,8 mm	1,8 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,7 mm
											
I	GP111R	GP112R	GP113R	GP114R	GP115R	GP116R	GP117R	GP118R	GP120R	GP121R	GP122R

Ø	2,7 mm	3,0 mm	3,5 mm	4,0 mm	4,5 mm	5,0 mm	6,0 mm
							
I	GP123R	GP124R	GP125R	GP126R	GP127R	GP128R	GP129R








## Rosen soft cut

Ø	3,0 mm	4,0 mm	5,0 mm	6,0 mm
				
I	GP133R	GP134R	GP135R	GP136R

## Twin cut


Ø	4,0 mm	5,0 mm	6,0 mm	7,0 mm
				
I	GP184R	GP185R	GP186R	GP187R

## Rosen tungsten carbide













Ø	1,0 mm	2,0 mm	3,0 mm	4,0 mm	5,0 mm	6,0 mm
						
I	GP113TC	GP119TC	GP124TC	GP126TC	GP128TC	GP129TC









# AESCULAP® ELAN 4

BOREN EN FREZEN VOOR 1-RINGSHANDSTUKKEN













## Diamant







Ø	0,6 mm	0,8 mm	1,0 mm	1,0 mm	1,4 mm	1,4 mm	1,8 mm	1,8 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,7 mm
											
I	GP141R	GP142R	GP143R	GP144R	GP145R	GP146R	GP147R	GP148R	GP149R	GP150R	GP151R

Ø	2,7 mm	3,0 mm	3,5 mm	4,0 mm	4,5 mm	5,0 mm	6,0 mm
							
I	GP152R	GP153R	GP154R	GP155R	GP156R	GP157R	GP158R







## Diamant coarse





Ø	2,0 mm	2,0 mm	2,3 mm	2,3 mm	3,0 mm	3,0 mm	4,0 mm	5,0 mm	6,0 mm
									
I	GP161R	GP162R	GP163R	GP164R	GP165R	GP166R	GP168R	GP169R	GP170R

## Diamant extra coarse

Ø	3,0 mm	4,0 mm	5,0 mm	6,0 mm	7,0 mm
					
I	GP173R	GP174R	GP175R	GP176R	GP177R

## Neuro cutter

Ø	1,5 mm	2,0 mm	2,5 mm	3,0 mm	3,0 mm
US Type 					
I	GP201R	GP202R	GP203R	GP204R	GP205R

Ø	2,0 mm	2,5 mm	3,0 mm
Aesculap Type 			
I	GP208R	GP209R	GP210R




# AESCALAP® ELAN 4

## REPROCESSING



### FIXATIE BOOR- EN ZAAGAPPARATUUR

- Setinhoud is overzichtelijk
- Kwaliteitsbehoud apparatuur
- Voorkomt beschadiging aan boren, frezen en zagen
- Reiniging interne lumen






# AESCALAP® ELAN 4


## FIXATIEHOUDERS

### ECCOS® FIXATIEHOUDERS

GB072R ECCOS® >> GA806




GB073R ECCOS® >> GA806



GB083R ECCOS® >> GA861-GA864



GB718R ECCOS® >> boren (max. 12)



### ECCOS® REINIGINGSREK - MACHINALE REINIGING INTERNE LUMEN

GB692R ECCOS® >> handstukken



ECCOS® reinigingsrekken zijn niet geschikt voor reiniging in een autoclaaf.

### AESCALAP® AICON® TRAYS



JJ162R Tray 1/1 537 x 250 x 55 mm



JJ262R Tray 1/2 240 x 250 x 55 mm

JJ267R Deksel voor JJ262R



JJ362R Tray 3/4 403 x 250 x 55 mm

JJ462R Tray DIN 485 x 250 x 55 mm

### STERILIT® POWER SYSTEMS



GB600 Oliespray 300 ml

GB600860 Adapter ELAN 4 elektro (grijs)







## BROCHURES COMPLEET PRODUCTASSORTIMENT


Bekijk het complete assortiment boor- en zaagapparatuur in de **Power Systems** catalogus.

Artikelnummer O84002



Bekijk het complete assortiment zaagbladen, boren en frezen in de **Burrs & Blades** catalogus.

Artikelnummer O17599



## AESCULAP® – a B. Braun brand

B. Braun Medical B.V. | +31 412 67 24 11 | [customercare.nl@bbraun.com](mailto:customercare.nl@bbraun.com) | [www.bbraun.nl](http://www.bbraun.nl)



De merknaam "Aesculap" is een geregistreerd merk van Aesculap AG.

De informatie in deze communicatie is strikt vertrouwelijk, kan bedrijfsinformatie omvatten en is alleen bedoeld voor gebruik door de geadresseerde. Het is eigendom van de afzender van deze informatie. Ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking of kopiëren van deze communicatie of een deel daarvan is ten strengste verboden en kan onwettig zijn. De genoemde producten zijn medische hulpmiddelen. Lees voor gebruik altijd eerst de gebruiksaanwijzing.

