

Softima® Active

Extreem dun en flexibel 1-delig opvangzakje

Softima® Active is een gesloten opvangzakje met een bloemvormige vlakke, dunne en flexibele hydrocolloïd huidplaat met een voorgestante of uitknipbare opening.

Volgt huidcontouren en bewegingen als een tweede huid door de extreem dunne en flexibele kleeflaag.

Het zakje is niet hoorbaar bij bewegingen doordat het is bekleed met zacht, non-woven materiaal.

Geen vrijkomende ongewenste geurtjes door geurbestendig plastic folie.

Lange werkingsduur van het filter door meerlaags High Performance filter.

De kleeflaag laat geen plakresten achter bij het verwijderen en kan opnieuw worden aangebracht bij een eventuele kleeffout door de hydrocolloïd huidplak met SkinTech® formule.

Geen vlekken op kleding door geïntegreerd filter.



Ook verkrijgbaar in Split Cover.

Een discreet kijkvenster maakt visuele controle mogelijk.



Softima® Active colozakje – 30 stuks per verpakking

Maat	Artikelnummer	Z-indexnummer	Ø (mm)	Kleur
Mini ± 220 ml	4610215K	15721760	15-45 ✂	●
Midi ± 480 ml	4610115K	15721698	15-50 ✂	●
	4610125K	15721701	25	●
	4610130K	15721728	30	●
	4610135K	15721736	35	●
	4610140K	15721744	40	●
	4610145K	15721752	45	●
	4611115K	15721671	15-50 ✂	●
	Maxi ± 600 ml	4610380K	15721779	15-65 ✂
4611380K		15735427	15-65 ✂	○



Softima® Active colozakje Split Cover – 30 stuks per verpakking

Maat	Artikelnummer	Z-indexnummer	Ø (mm)	Kleur
Mini ± 220 ml	4612215K	16306600	15-45	●
Midi ± 460 ml	4612115K	16306619	15-50	●
Maxi ± 600 ml	4612380K	16306627	15-65	●

