

# Softima®

## 1-delig opvangzakje met optimaal draagcomfort

Softima® is een gesloten opvangzakje met een bloemvormige, vlakke, hydrocolloïd huidplaat. Het gesloten colozakje is voorzien van een non-woven voor- en achterzijde en een laminair meerlaags filter.

### Meer discretie


doordat geur wordt bestreden. Het meerlaags filter kan niet vochtig worden en er treedt minder bolvorming op.

### Sluit aan op de lichaamscontouren

door de ergonomische vorm

### Niet hoorbaar bij bewegingen

door de bekleding met zacht, non-woven materiaal.



### Optimaal draagcomfort

door de flexibele huidplaat die mee beweegt.

### Geen vrijkomende geurtjes

door het geurbestendige plastic folie.

**Ook verkrijgbaar in convex versie voor een teruggetrokken stoma.**

De convex vorm heeft een bolling in de huidplaat.

## Softima® colozakje – 30 stuks per verpakking

Maat	Artikelnummer	Z-indexnummer	Ø (mm)	Kleur
Mini ± 275 ml	43212K	15840395	15-45 ✂	●
	43220K	15840409	20	●
	43225K	15840417	25	●
	43230K	15840425	30	●
	43235K	15840433	35	●
Midi ± 465 ml	043016K	14857375	16-50 ✂	●
	043024K	14857391	24	●
	043028K	14857405	28	●
	043032K	14857413	32	●
	043036K	14857421	36	●
	043040K	14857448	40	●
	043045K	14857456	45	●
	043616K	14857472	16-50 ✂	○
Maxi ± 500 ml	043070K	14857383	16-70 ✂	●
	043670K	14857480	16-70 ✂	○



## Softima® colozakje convex – 10 stuks per verpakking

Maat	Artikelnummer	Z-indexnummer	Ø (mm)	Kleur
Midi ± 430 ml	43017K	15312046	15-35 ✂	●
	43018K	15312054	15-45 ✂	●
	43031K	15312070	30	●
	43037K	15312089	35	●

