

Easypump® II

PRODUCTASSORTIMENT

OMSCHRIJVING	NOMINAAL VULVOLUME	NOMINALE AFGIFTESNELHEID	NOMINALE INFUSIEDUUR	ARTIKELNUMMER
Easypump® II LT 60-12-S	60 ml	5 ml/uur	12 uur	4540002
Easypump® II LT 80-16-S	80 ml	5 ml/uur	16 uur	4540004
Easypump® II LT 125-25-S	125 ml	5 ml/uur	25 uur	4540006
Easypump® II LT 270-27-S	270 ml	10 ml/uur	27 uur	4540008
Easypump® II LT 60-30-S	60 ml	2 ml/uur	30 uur	4540010
Easypump® II LT 120-30-S	120 ml	4 ml/uur	30 uur	4540012
Easypump® II LT 400-40-S	400 ml	10 ml/uur	40 uur	4540014
Easypump® II LT 100-50-S	100 ml	2 ml/uur	50 uur	4540016
Easypump® II LT 270-54-S	270 ml	5 ml/uur	54 uur	4540018
Easypump® II LT 270-68-S	270 ml	4 ml/uur	68 uur	4540026
Easypump® II LT 400-80-S	400 ml	5 ml/uur	80 uur	4540022
Easypump® II LT 400-100-S	400 ml	4 ml/uur	100 uur	4540028
Easypump® II LT 270-135-S	270 ml	2 ml/uur	135 uur	4540032
<hr/>				
Easypump® II ST 100-0,5-S	100 ml	200 ml/uur	0,5 uur	4540040
Easypump® II ST 250-0,5-S	250 ml	500 ml/uur	0,5 uur	4540042
Easypump® II ST 50-1-S	50 ml	50 ml/uur	1 uur	4540044
Easypump® II ST 100-1-S	100 ml	100 ml/uur	1 uur	4540046
Easypump® II ST 250-1-S	250 ml	250 ml/uur	1 uur	4540048
Easypump® II ST 250-1,5-S	250 ml	175 ml/uur	1,5 uur	4540050
Easypump® II ST 400-2-S	400 ml	200 ml/uur	2 uur	4540052
Easypump® II ST 500-2-S	500 ml	250 ml/uur	2 uur	4540054
Easypump® II ST 100-2-S	100 ml	50 ml/uur	2 uur	4540056
Easypump® II ST 400-4-S	400 ml	100 ml/uur	4 uur	4540058

Alle varianten van Easypump® II ST en LT worden geleverd in dozen van tien stuks.

AC@5F 4E	@> D49C.; G.? 8	G6C<@@A66? 96,5	2CE <6=? F > > 6C
Easypump® draagtasjes			
Large	Heuptasje voor Easypump® 300 - 500 ml	1	4434455
Small	Heuptasje voor Easypump® 50 - 270 ml	1	4434447
Isotherm	Heuptasje (met isolatielaag) voor Easypump® 300 - 500 ml	1	4438102

4@56C.? 8

6Rd af ^ a l :: SZUeW_ d Z^ ac Uf TeRdd ceZ^ V_ež5V Uf ZUMJZV _RR^ XvGz_X YVjae dV SVaRjV_ h VjV gRcZ_e YVe SVdV RR_dj Ze S4 UV SVY^ Ww_ gR_ VjV aReZ_ež

LT staat voor 'long-term' en komt neer op een infusieduur tussen 12 uur en 270 uur (elf dagen).

ST staat voor 'short-term' en heeft betrekking op een infusieduur van 30 minuten tot maximaal vier uur.

30 staat voor de nominale infusieduur in uren. Easypump® II is beschikbaar met een infusieduur vanaf een 0,5 uur tot 270 uur:

LT varianten bieden een infusieduur van: 12-16-25-27-30-40-50-54-60-67-68-80-100-130-135-150-200 of 270 uur
ST varianten bieden een infusieduur van: 0,5-1-1,5-2 of 4 uur

Easypump® II LT 120-30-S

120 staat voor het nominale vulvolume in ml. Easypump® II is beschikbaar met een nominaal volume van 50 tot 500 ml:

LT varianten bieden een nominaal volume van 60-65-80-100-120-125-270-300-400 ml
ST varianten bieden een nominaal volume van 50-100-250-400-500 ml

S staat voor 'soft shell'; de buitenste beschermlaag is zacht en flexibel. Easypump® II is weer helemaal plat als hij leeg is.

