



AESCULAP® Herbruikbare trocarsystemen

Duurzame keuze voor minder afval in
de operatiekamer

Inhoud

Herbruikbare trocarsystemen

› Herbruikbare trocarsystemen	3
› Trocarsysteem 3,5 mm	4
› Trocarsysteem 5 mm	5
› Trocarsysteem 10 mm	6
› Trocarsysteem 12 mm	7

Accessoires

› Reductieschacht	8
› Afdichting	8
› Onderdelen	9
› Hechtfixatie	9

AESCULAP® herbruikbare trocarsystemen

Een trocar is een essentieel instrument dat wordt gebruikt bij een laparoscopische operatie. Het is ontworpen om een kleine toegangspoort te creëren in de buikwand, waardoor chirurgen laparoscopische instrumenten en een camera kunnen inbrengen om de operatie uit te voeren. De trocarschacht, obturator en accessoires zijn beschikbaar in verschillende maten en zijn allemaal herbruikbaar.

Voordelen

- Lage instrumentwrijving
- Stevige grip in de buikwand
- Gemakkelijk te reinigen door volledige demontage
- Uitgebalanceerde ergonomische eigenschappen
- Goede gewichtsverdeling



Afvalvermindering door herbruikbare trocars

Kosten besparen op korte termijn

Door chirurgische wegwerpinstrumenten te vervangen voor herbruikbare varianten voorkom je dat het verpakkingsmateriaal en het wegwerpinstrument bij het afval terechtkomen. De optimale afvalbesparing kan gerealiseerd worden wanneer herbruikbare trocars worden verpakt in sterilisatiecontainers.

Voorbeeld trocarset cholecystectomie

Deze specifieke set is samengesteld voor het CAREFREE onderzoeksproject. Er is gekozen voor een combinatie van 12 mm trocars voor het inbrengen van een camera en grotere instrumenten, voor toegang van fijnere instrumenten worden de 5 mm trocars gebruikt.



In het CAREFREE onderzoeksproject wordt de duurzaamheid van laparoscopische galblaasverwijdering onder de loep genomen. Een onderdeel daarvan is de inzet van herbruikbare trocars. [Klik hier](#) voor meer informatie en ontdek hoeveel afval jij kan verminderen op de OK! ^[1]

Referenties:

[1] [The carbon footprint of a laparoscopic cholecystectomy](#): Daan J Comes, Stijn Bluiminck, Emma J Kooistra, Lindsey de Nes, Frans T.W.E. van Workum, Hugo Touw, Myrthe M.M. Eussen, Nicole D. Bouvy, Tim Stoberneck, Philip R. de Reuver

AESCULAP® herbruikbaar trocarsysteem

3,5 mm

Trocarschacht



Vergrote binnendiameter voor optimale insufflatie, inbrengen van naalden en 4 mm endoscopen.

EK310R

glad

met kraan

60 mm

EK314R

glad

met kraan

110 mm



EK311R

glad

zonder kraan

60 mm

EK315R

glad

zonder kraan

110 mm

Obturator

Geschikt voor EK311R / EK315R



EK345R

conisch scherp

60 mm

EK346R

conisch scherp

110 mm



EK348R

conisch stomp

60 mm

EK349R

conisch stomp

110 mm

Geschikt voor EK310R / EK314R



EK355R

conical sharp

60 mm

EK356R

conisch scherp

110 mm



EK358R

conisch stomp

60 mm

EK359R

conisch scherp

110 mm

AESFULAP[®] herbruikbaar trocarsysteem

5 mm

Trocarschacht



EK010R

glad

met kraan

60 mm

EK014R

glad

met kraan

110 mm

EK018R

glad

met kraan

150 mm



EK011R

glad

zonder kraan

60 mm

EK015R

glad

zonder kraan

110 mm



EK012R

schroefdraad

met kraan

60 mm

EK016R

schroefdraad

met kraan

110 mm



EK013R

schroefdraad

zonder kraan

60 mm


EK017R

schroefdraad

zonder kraan

110 mm

Obturator



EK045R

conisch scherp

60 mm

EK046R

conisch scherp

110 mm

EK047R

conisch scherp

150 mm



EK048R

conisch stomp

60 mm

EK049R

conisch stomp

110 mm

EK050R

conisch stomp

150 mm



EK051R

driehoekig

60 mm

EK052R

driehoekig

110 mm

EK053R

driehoekig

150 mm

AESCULAP® herbruikbaar trocarsysteem

10 mm

Trocarschacht




Obturator




AESCULAP® herbruikbaar trocarsysteem

12 mm

Trocarschacht



Obturator



AESCULAP[®] trocarsysteem

Herbruikbare accessoires

Afdichting



EK080P

Afsluitdop voor trocars Ø 5 mm

20 stuks

Geschikt voor 5 mm instrumenten

Bestaat uit:



Afsluitdop EK082P

20 stuks



Ventiel kruisgleuf EK081P

20 stuks



EK380P

Afsluitdop voor trocars Ø 3,5 mm

20 stuks

Geschikt voor 3,5 mm instrumenten

Bestaat uit:



Afsluitdop EK382P

20 stuks



Ventiel kruisgleuf EK381P

20 stuks



EK083P

Afsluitdop voor trocars Ø 10 / 12 mm met 5 mm klepconverter

Geschikt voor 5 mm - 12 mm instrumenten

Bestaat uit:



Klepconverter EK087P

5 units



Behuizing EK088P

1 stuk



Ventiel kruisgleuf EK084P

20 stuks



EK086P

Afsluitdop voor trocars Ø 10 / 12 mm

Geschikt voor 10 mm / 12 mm instrumenten

Bestaat uit:



Afsluitdop EK085P

20 stuks



Behuizing EK088P

1 stuk



Ventiel kruisgleuf EK084P

20 stuks

Reductieschacht



EK090R

Reductieschacht

Ø 10 mm

incl. afsluitdop

EK093P: 5 mm begeleider



EK091R

Reductieschacht

Ø 12 mm

incl. afsluitdop

EK093P: 5 mm begeleider

EK094P: 10 mm begeleider




EK390R

Redutieschacht voor trocars

Ø 5 mm

incl. afsluitdop 3,5 mm

Onderdelen



EJ233215

Kraantje

1 stuk



EJ233216

Moertje

1 stuk



EK098R

Conische bevestiging

10 mm trocarschacht



EK099R

Conische bevestiging

12 mm trocarschacht



Hechtfixatie



EK097R

Hechtfixatie
voor trocars Ø 5 mm



EK397R

Hechtfixatie
voor trocars Ø 3,5 mm

Geschikt voor:

EK311R / EK315R



EK391R

Hechtschacht voor trocars
Ø 3,5 mm

incl. afsluitdop

Geschikt voor EK310R / EK314R

B. Braun Medical B.V. | customercare.nl@bbraun.com | +31 412 67 24 11 | www.bbraun.nl

De informatie in deze communicatie is strikt vertrouwelijk, kan bedrijfsinformatie omvatten en is alleen bedoeld voor gebruik door de geadresseerde. Het is eigendom van de afzender van deze informatie. Ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking of kopiëren van deze communicatie of een deel daarvan is ten strengste verboden en kan onwettig zijn. De genoemde producten zijn medische hulpmiddelen. Lees voor gebruik altijd eerst de gebruiksaanwijzing.

V07/2025