



AESCULAP® ELAN 4 / Acculan 4

Upgrade jouw boor- en zaagapparatuur

Traumachirurgie

Inhoudsopgave

Aansturing

ELAN 4 en Acculan 4	4
Electrische console	6
Elektroboor	6
Accuboer	6

Opzetstukken ELAN 4 / Acculan 4

Opzetstukken voor boren	7
Opzetstukken voor K-draad	7
Opzetstukken voor reamen	8
Opzetstukken voor zagen	8
Opzetstukken voor schroeven	9

Microzagen

Aansturing	10
Irrigatie	10
Reciprocerende microzagen	11
Oscillerende microzagen	11

Reprocessing

Accessoires	12
Fixatiehouders	13

AESCULAP® boor- en zaagapparatuur

ELAN 4 en Acculan 4 hebben een uitgebreid assortiment om comfortabel en precies te werken. Ontdek de mogelijkheden van deze eenvoudig te gebruiken systemen die betrouwbaarheid, een lange levensduur en optimale ergonomie combineren.

Voordelen

- Ergonomisch design en perfecte balans van het handstuk biedt een comfortabele grip.
- Alle koppelingen zijn plug-and-play.
- Intuïtief in gebruik, alle bedienbare elementen zijn goudkleurig.
- Speciale opzetstukken voor gecombineerd machinaal als handmatig schroeven indraaien.
- Breed inzetbaar door uitgebreid assortiment opzetstukken voor reamen en boren, geschikt voor beide systemen.

ELAN 4

Elektrische aandrijving



AESCULAP® boor- en zaagapparatuur

Twee krachtige concepten voor boren en zagen


- ELAN 4 is een veelzijdig systeem, geschikt voor uiteenlopende chirurgische indicaties.
- Acculan 4 biedt optimale bewegingsvrijheid door het draadloos werken.

Verfijnde techniek

Beide systemen zijn zeer geschikt voor trauma-, hand- en voetchirurgie. En kunnen ook gebruikt worden voor fixatie van kleine fragmenten en intramedullaire osteosynthese in traumatische orthopedie. Er zijn verschillende instrumenten en opzetstukken beschikbaar voor het bewerken van hard weefsel, kraakbeen, botvervangers en het plaatsen van K-draden en fixatiepennen.

Acculan 4

Accu-aandrijving



AESCULAP® ELAN 4 / Acculan 4



Aansturing


ELAN 4 - Elektroboor		
	GA800	Elektrische concole Geïntegreerd irrigatiesysteem, touchscreen
	GA844	ELAN 4 elektroboor Oscillerende en tappingmodus 200 watt, 130x27x122 mm, 800 gr

Acculan 4 - Accuboer		
	GA344	Acculan 4 accuboer Oscillerende en tappingmodus 85 watt, 177x124x55 mm, 840 gr Niet geschikt voor heupkomreamers
	GA320	Acculan 4 oplader Geschikt voor 4 Li-Ion of NiMH batterijen (GA346/GA676) 100-240 volt, 50/60 hertz, 410x120x160 mm, 2.300 gr TA780 stroomkabel 1,5m (apart bestellen)
	GA346	Acculan 4 Li-Ion batterij klein 120x43x50 mm, 265 gr
	GA675	Acculan 4 deksel voor batterij 90 gr

AESCULAP® ELAN 4 / Acculan 4


Opzetstukken voor boren



Opzetstukken boren		
	GB881	Boor Jacobs 0,5 – 7,4 mm 0-1250 rpm, 89x29 mm, 163 gr
	GB882	Boor Jacobs 0,5 – 4 mm 0-1250 rpm, 76x22 mm, 100 gr
	GB884	Boor AO 0-1250 rpm, 60x22 mm, 66 gr
	GB886	Boor Hexagonaal 0-1250 rpm, 57x24 mm, 67 gr
	GB887	Boor Dentaal 0-1250 rpm, 56x22 mm, 50 gr

Opzetstukken K-draad		
	GB878R	Adapter Synthes radiolucent drive 511.300 0-1250 rpm, 111x27 mm, 181 gr
	GB894R	K-draad 0,6 – 3,2 mm 0-1250 rpm, 92x27x124 mm, 179 gr

AESCULAP® ELAN 4 / Acculan 4

Opzetstukken voor reamen en zagen

Opzetstukken reamers		
	GB870	Intramedullaire reamer Jacobs 0,5 - 7,4 mm 0-320 rpm, 105x29 mm, 230 gr Niet geschikt voor heupkomreamers
	GB871	Intramedullaire reamer AO 0-320 rpm, 88x29 mm, 170 gr Niet geschikt voor heupkomreamers
	GB872	Intramedullaire reamer Hudson / Zimmer 0-320 rpm, 86x25 mm, 150 gr Niet geschikt voor heupkomreamers

Opzetstukken zagen		
	GB891R	Sagittale zaag L-sagittale zaagbladen met een minimum lengte 50 mm 0-15.750 rpm, 74x33,5 mm, 179 gr
	GB892R	Reciprocerende zaag Voor reciprocerende zaagbladen 0-15.750 rpm, 135x24,5 mm, 166 gr

Bekijk alle zaagbladen in de complete burrs Et blades catalogus.

AESCULAP® ELAN 4 / Acculan 4

Opzetstukken voor schroeven

Opzetstukken schroeven		
	GB896R	Schroeven kleine AO 0-165 rpm, 95x28x129,5 mm, 235 gr
	GB897R	Schroeven AESCULAP® hexagonaal 0-165 rpm, 95x28x129,5 mm, 231 gr

AESFULAP® ELAN 4

Aansturing en irrigatie microzagen

Console, motorkabel en voetbediening		
	GA800	Elektrische console Geïntegreerd irrigatiesysteem, touchscreen
	GA805	Motorkabel met handbediening ELAN 4 elektrosystemen 4,0 m kabel
	GA806	Motorkabel ELAN 4 elektrosystemen 4,0 m kabel
	GA808	Voetbediening Beveiligingstype IPX8, demonteerbaar voor reiniging 5,0 m kabel
	GA810	Voetbediening draadloos Beveiligingstype IPX8, demonteerbaar voor reiniging 3x batterij type D



Irrigatie		
	GA395SU	Disposable slangenset
	GA258SU	Sproeinaald Geschikt voor alle zagen

* Dit product wordt doorgeleverd van een externe leverancier, Hell+Co GmbH.

AESFULAP® ELAN 4

Reciprocerende en oscillerende microzagen

Reciprocerende zagen		
	GA832	ELAN 4 elektro reciprocerende zaag 180 W / 194x23 mm / 2,5 mm / 238 g GA258SU Sproeinaald (apart bestellen)
	GA837	ELAN 4 elektro reciprocerende microzaag 180 W / 184x23 mm / 1,8 mm / 198 g GA258SU Sproeinaald (apart bestellen)

Oscillerende zagen		
	GA831	ELAN 4 elektro oscillerende zaag 180 W / 129x23 mm / 4,5° / 220 g GA258SU Sproeinaald (apart bestellen)
	GA836	ELAN 4 elektro oscillerende microzaag 180 W / 161x23 mm / 7° / 190 g GA258SU Sproeinaald (apart bestellen)


Bekijk alle zaagbladen in de complete burrs & blades catalogus.

AESCULAP® ELAN 4

Accessoires



AESCULAP® AICON® manden



Geschikt voor elektro- / accuboor

- JJ264R Tray 1/2 240 x 250 x 105 mm
- JJ364R Tray 3/4 403 x 250 x 105 mm
- JJ464R Tray DIN 485 x 250 x 105 mm

STERILIT® oliespray



- GB600 Oliespray 300 ml
- GB600860 Adapter ELAN 4 elektro (grijs)
- GB600880 Adapter Acculan 4 small drill / ELAN 4 elektro drill (groen)

AESCULAP® ELAN 4


Fixatiehouders

ECCOS® fixatiehouders – ELAN 4 elektroboor


GB482R ECCOS® >> GA844




GB715R ECCOS® >> 1x opzetstuk




GB716R ECCOS® >> 3x opzetstuk




GB072R ECCOS® >> GA805 / GA806



GB073R ECCOS® >> GA805 / GA806



Voorbeeld fixatie – ELAN 4 elektroboor



AESCU LAP® ELAN 4

Fixatiehouders

ECCOS® fixatiehouders – ELAN 4 microzagen


GB086R ECCOS® >> GA836




GB087R ECCOS® >> GA832/GA837




GB088R ECCOS® >> GA831



GB072R ECCOS® >> GA805/806



GB073R ECCOS® >> GA805/806



GB720R ECCOS® >> zaagbladen




JF148R Mini tray met deksel



Buitenmaat: 145 x 44 x 25 mm
Binnenmaat: 140 x 39 x 18 mm

ECCOS® reinigingsrek – machinale reiniging interne lumen

GB692R ECCOS® >> handstukken




AESCU LAP® Acculan 4


Fixatiehouders

ECCOS® fixatiehouders – Acculan 4 elektroboor


GB482R ECCOS® >> GA344



GB715R ECCOS® >> 1x opzetstuk




GB716R ECCOS® >> 3x opzetstuk




GB487R ECCOS® >> GA675



GB488R ECCOS® >> GA678



VOORBEELD FIXATIE – ACCULAN 4 ACCUBOOR



AESCULAP® boor- en zaagapparatuur

Brochures

Brochures compleet productassortiment


084002 Power Systems



017599 Burrs & Blades



Electronic Instructions for Use (eIFU)



AESCULAP® – a B. Braun brand

B. Braun Medical B.V. | Euterpehof 10 | 5342 CW Oss
+31 (0)412 67 24 11 | customer care.nl@bbraun.com | www.bbraun.nl

De merknaam "AESCULAP" en de productenmerken "Aesculap InOS", "ECCOS" en "Sterilit" zijn geregistreerde merken van Aesculap AG. De informatie in deze communicatie is strikt vertrouwelijk, kan bedrijfsinformatie omvatten en is alleen bedoeld voor gebruik door de geadresseerde. Het is eigendom van de afzender van deze informatie. Ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking of kopiëren van deze communicatie of een deel daarvan is ten strengste verboden en kan onwettig zijn.