

Infuusaccessoires

Disposables voor infuustherapie



Inhoud

3-wegkranen en kranenblokken

Discofix® C

Verlenglijnen

Standaard verlenglijn

Accessoires

Filters

Afsluitdoppen, back-check valves en adapters

Caresite®

Safeflow

Assortiment


Discofix® C

3-wegkraan




Gemaakt van hoogwaardig materiaal

- Voorkomt lekkage (ook tijdens langdurige toediening), contaminatie en luchtembolieën.
- Bestand tegen de gevaarlijke effecten van farmaceutische middelen.



Poort met een glad oppervlak

- Voorkomt microbiologisch contaminatie.




Klikt bij iedere draaibeweging van 45°

- Een voelbare klik bevestigt de juiste positie van de kraan (45°).
- Injecteren en aspireren kan eenvoudig door de adapter te draaien.



Discofix® CSF - het gesloten systeem



Zelfsluitende poort


- Voorkomt blootstelling aan schadelijke medicatie.
- Voorkomt chemische contaminatie.
- Geen afsluitdop nodig.

Standaard verlenglijnen

Type Heidelberg

Verlengt IV-sets gemakkelijk zonder lengtebeperking.

Geen beperkte flow voor alle standaardtoepassingen.



De lijn heeft een binnen diameter van 3 mm.

Niet te gebruiken als verlenglijn voor spuitpomp.

Beschikbaar in verschillende lengtes: van 30 tot 190 cm.

Filters

Voorkomen is de beste bescherming


Risico's van partikelcontaminatie:

- Aantasting van de microcirculatie.
- Blokkades van bloedvaten en schade aan verschillende organen.
- Bloedvatontsteking.
- Naast de risico's voor de patient leidt dit tot extra kosten en een langere verblijfsduur.



Voordelen gebruiker

- Retentie van partikels en micro-organismen.
- Bescherming tegen luchtembolie.
- Detectie van incompatibiliteit.
- Minder complicaties.
- Kortere verblijfsduur op de IC.
- Kostenbesparing.



Afsluitdoppen, back-check valve en adapters

Betrouwbare connectoren voor alle therapieën

Afsluitdoppen



Combi-stopper

- Snel en eenvoudig afsluiten van naaldvrije injectiepoorten en voorgevulde spuiten.
- Luer-lock en Luer-slip verbindingen mogelijk.



In stopper

- Een toegangspoort voor naalden via een latexvrij membraan.
- Gesloten injectiepoort.
- Eenvoudig in gebruik.

Swabcap®



Swabcap®

- Gepatenteerde gesloten dop.
- Continue desinfectie hub en schroefdraad.
- Desinfectie na 30 seconden (70% IPA).
- Langdurig effect tot 7 dagen.
- Altijd effectief.
- Steriele verpakking voor veilig werken.
- Medische spons, geen partikelcontaminatie.



Back Check Valve



Back Check Valve

- Voorkomt backflow.
- Meer veiligheid tijdens parallelle druk en zwaartekracht infusie.
- Geen bloedreflux.

Adapters



Combifix® adapter
voor mannelijk / mannelijk
connectie.




Combifix® adapter
voor vrouwelijk / vrouwelijk
connectie.



Combifix® adapter
voor vrouwelijk / record
connectie.



Visuele controle



Goede grip



Eenvoudig te reinigen




Eenvoudig te koppelen




Voordelen gebruiker

- Beschermt tegen microbiologische contaminatie.
- Eenvoudig in gebruik.
- Bestand tegen hoge druk.
- Medicatie compatibel.
- Positieve verplaatsing voorkomt occlusie van de katheter.




Safeflow

Naaldvrije toegang voor injectie, aspiratie of parallelle infusies als een gesloten systeem.



PVC/DEHP-vrij Neutrapur® lijn

- Bijzonder patiëntvriendelijk.
- Geen weekmakers.
- Ecologisch verantwoord.



Roterende Luer-Lock connector

Maakt een veiligere en gemakkelijkere verbinding mogelijk zonder de lijn te draaien.




Voordelen gebruiker

- Desinfecteerbaar.
- Compatibel met Luer-slip en Luer-lock.
- Meervoudige toegang voor directe aspiratie of injectie.
- Geschikt voor alle IV-sets.

Discofix® C kranenblokken

3-wegkraan

Discofix® C kranenblok met fixatieplaat	Kleur	Roterende adapter	Proximale 3-wegkraan	Verleng lijn (cm)	Verlenglijn DEHP-vrij	Binnen verpakings-eenheid	Artikelnummer
	■ ■ ■ ■	■	-	-	-	50	16600C
	■ ■ ■ ■	■	-	-	-	50	16605C
	■ ■ ■ ■	■	■	180	■	50	16611C
	■ ■ ■ ■	■	■	150	■	50	16610C
	■ ■ ■ ■	■	-	150	■	50	16615C
	■ ■ ■ ■ ■ ■	■	-	-	-	40	16608C
	■ ■ ■ ■ ■ ■	■	-	-	-	40	16609C
	■ ■ ■ ■ ■ ■	■	-	150	■	40	16612C
	■ ■ ■ ■ ■ ■	■	■	150	■	40	16613C
	■ ■ ■ ■ ■ ■	■	■	180	■	40	16614C
	■ ■ ■ ■ ■ ■	■	-	200	■	40	4083777

Discofix® CSF	Kleur	Roterende adapter	Proximale 3-wegkraan	Verleng lijn (cm)	Verlenglijn DEHP-vrij	Binnen verpakings-eenheid	Artikelnummer
	■ ■ ■ ■	■	-	-	-	50	4085300SF
	■ ■ ■ ■ ■ ■	■	-	-	-	40	4085500SF
	■ ■ ■ ■	■	-	150	■	50	4085434SF
	■ ■ ■ ■ ■ ■	■	-	150	■	50	4085450SF

Discofix® C kranenblokken zonder fixatieplaat	Kleur	Roterende adapter	Proximale 3-wegkraan	Verleng lijn (cm)	Verlenglijn DEHP-vrij	Binnen verpakings-eenheid	Arttikelnummer
	■ ■	■	-	-	-	50	16800C
	□ ■	■	-	-	-	50	16801C
	■ ■ ■ ■	■	-	-	-	50	16900C
	■ ■ ■ ■	■	-	-	-	50	16901C

Combi-Holder	Productomschrijving	Verpakings eenheid	Artikelnummer
	Combi-holder, geschikt voor kranenblokken	1	4086007

Discofix® C

3-wegkraan

3-wegkranen	Kleur	Roterende adapter	Verlenglijn (cm)	Verlenglijn DEHP-vrij	Binnen verpakkingseenheid	Artikelnummer
Discofix® C    	■	■	-	-	100	16494C
	□	■	-	-	100	16495C
	■	■	-	-	100	16496C
	■	■	-	-	100	16497C
	■	■	10	■	50	16502C
	□	■	10	■	50	16504C
	■	■	25	■	50	16520C
	■	■	50	■	50	16540C
	■	■	100	■	50	16560C
	■	■	10	-	50	16700C
	□	■	10	-	50	16701C
	■	■	25	-	50	16720C
Discofix® C, PUR	■	■	50	-	50	16740C
	■	■	75	-	50	16751C
	■	■	100	-	50	16760C
	■	■	-	-	100	16494CSF
	□	■	-	-	100	16495CSF
	■	■	10	■	50	16500CSF-1
Discofix® CSF  	□	■	10	■	50	16501CSF
	■	■	25	■	50	16520CSF
	■	■	50	■	50	16540CSF
	■	■	75	■	50	16551CSF
	■	■	100	■	50	16560CSF
	■	■	-	-	100	16494CSF
	□	■	-	-	100	16495CSF
	■	■	10	■	50	16500CSF-1

3-wegkranen	Kleur	Roterende adapter	Verlenglijn (cm)	Verlenglijn DEHP-vrij	Binnen verpakkingseenheid	Artikelnummer
Discofix® 3-wegkraan						
	■	■	-	-	200	4095111
	■	-	10	■	100	4098102

Standaard verlenglijnen

Type Heidelberg

Verlenglijn Type Heidelberg	Lengte (cm)	Priming volume (ml)	Doorsnede Ø (mm)	Materiaal	Binnen verpakings- eenheid	Artikelnummer
	30	2.1	3.0	PVC (DEHP-vrij)	100	4097300
	75	5.3	3.0	PVC (DEHP-vrij)	100	4097173
	100	7.1	3.0	PVC (DEHP-vrij)	100	4097262
	140	9.9	3.0	PVC (DEHP-vrij)	100	4097408
	190	13.4	3.0	PVC (DEHP-vrij)	100	4097190

Filters

Voorkomen is de beste bescherming

Product		Grootte porie	Grootte filter (cm²)	Grootte filter ml/min	Vulvolume		Tubing diameter	Aanbevolen gebruiks- tijd	Binnen verpakings- eenheid	Artikel- nummer
					Filter (ml)	Totaal (ml)				
Intrapur® Plus		0.2 µm	10	> 20	2.4	3.46	PVC 2 x 4.1	96 h	50	4099800
Intrapur® Plus		0.2 µm	10	> 20	2.4	4.54	PUR 3 x 4.1	96 h	50	4183916
Intrapur® Neonat		0.2 µm	1.65	> 2	0.4	0.76	PUR 1 x 2.35	96 h	50	4099451
Intrapur® Lipid		1.2 µm	10	> 100	2.4	3.46	PVC 2 x 4.1	24 h	50	4099702
Intrapur® Paed Lipid		1.2 µm	4.5	> 90	0.7	0.83	PVC 1 x 2.35	24 h	50	4099703
Intrapur® Neonat Lipid		1.2 µm	1.65	> 30	0.4	0.76	PUR 1 x 2.35	24 h	50	4099460
Sterifix®		0.2 µm	10	> 20	2.4	3.46	PVC 2 x 4.1	24 h	50	4099303
Sterifix®		0.2 µm	10	> 20	2.4	4.54	PUR 3 x 4.1	24 h	50	4184637
Sterifix® Paed		0.2 µm	4.5	> 10	0.7	-	no tubing	24 h	50	4099354

Injectie en aspiratie filters	Partikel retentie	Bacterie retentie	Speciale eigenschappen	Porie grootte (µm)	Binnen verpakings- eenheid	Artikelnummer
Sterifix® injectiefilter 	■	■	Geschikt voor spuiten	0.2	200	4099206

Caresite®	Productomschrijving	Lengte (cm)	Priming volume (ml)	Lijn Ø (mm)	Latex vrij	DEHP vrij	Binnen verpakkingseenheid	Artikelnummer
	Caresite®	-	0.22		■	■	100	415122-01

Caresite® verlenglijn	Productomschrijving	Lengte (cm)	Priming volume (ml)	Lijn Ø (mm)	Latex vrij	DEHP vrij	Binnen verpakkingseenheid	Artikelnummer
	Smallbore verlenglijn set met Caresite®, Spin-Lock (hoge druk - voor injecties)	20	0.5	1.3	■	■	100	470100-01
	Stenard bore verlenglijn set met Caresite®, Spin-Lock	15	0.9	2.8	■	■	100	470108-01
	Smallbore dubbele verlenglijn set met 2 Caresite®, Spin-Lock (hoge druk - voor injecties)	18	0.9	1.3	■	■	100	470106-01
	Smallbore dubbele verlenglijn set met 2 Caresite®, 2 back-check valves, Spin-Lock	22	1.6	1.3	■	■	100	470182
	Smallbore 3 x verlenglijn set met 3 Caresite®, Spin-Lock	20	1.3	1.3	■	■	50	470160
	Smallbore 3x verlenglijn set met 3 Caresite®, 3 back-check valves, Spin-Lock	22	2.0	1.3	■	■	50	470161

Safeflow	Productomschrijving	Lengte (cm)	Priming volume (ml)	Lijn Ø (mm)	Latex vrij	DEHP vrij	Binnen verpakkingseenheid	Artikelnummer
	Safeflow valve, blauw	-	0.09 ml	-	■	■	50	409100H

	Safeflow valve, rood	-	0.09 ml	-	■	■	50	409110H
---	----------------------	---	---------	---	---	---	----	---------

Safeflow verlenglijn	Productomschrijving	Lengte (cm)	Priming volume (ml)	Lijn Ø (mm)	Latex vrij	DEHP/ PVC vrij	Binnen verpakkingseenheid	Artikelnummer
	Smallbore Verlenglijn Set met Safeflow	10	0.22	1.0	■	■	100	4097154N
	Smallbore Y-Verlenglijn Set met 2 Safeflow	12	0.38	1.0	■	■	100	4097145N
	Smallbore Y-Verlenglijn Set met 2 Safeflow en back-check valve	12	0.66	1.0	■	■	100	4097148N

Afsluitdoppen, back-check valves en adapters

Betrouwbare connectoren voor alle therapieën

Afsluitdoppen	Productomschrijving	Binnen verpakings-eenheid	Artikelnummer
	■ Combi-Stopper	100	4495101
	■ Combi-Stopper	100	4495152
	□ Combi-Stopper	100	4495209
	■ Combi-Stopper 10 x	100	4188178
	■ Combi-Stopper 10 x	100	4188179
	■ Combi-Stopper 25 x	100	4188185
	■ Combi-Stopper 25 x	100	4188186
	■ Combi-Stopper 100 x	50	4182545
	■ Combi-Stopper 100 x	50	4182553
	■ In-stopper	100	4238010

Adapters	Productomschrijving	Binnen verpakings-eenheid	Artikelnummer
	Combifix® adapter vrouwelijke/vrouwelijk	100	5206634
	Combifix® adapter mannelijk/mannelijk	100	5206642

Ontluchtingssystemen	Productomschrijving	Binnen verpakings-eenheid	Artikelnummer
	Beluchtingsnaald 1.1 x 30 mm met bacteriefilter	100	4190060

Back-check valves	Productomschrijving	Verpakings-eenheid	Artikelnummer
	Infuvalve® (terugslagklep zwaartekracht)	50	4094000N
	Terugslagklep (druk)	100	415062

Spoel Et desinfectie oplossingen	Productomschrijving	Volume	Verpakings-eenheid	Artikelnummer
	SwabCap® Valve Cap met 70% IPA	-	200	EM-SCXT3
	SwabPack® - 10 x SwabCap® Valve Cap met 70% IPA	-	250	EM-SCXT3-10
	Omniflush® met SwabCap® 10 ml in 10 ml	10 ml 0.9% Sodium Chloride (NaCl)	100	EM-3513576SC
	Omniflush® met SwabCap® 5 ml in 10 ml	5 ml 0.9% Sodium Chloride (NaCl)	100	EM-3513575SC
	Omniflush® met SwabCap® 3 ml in 10 ml	3 ml 0.9% Sodium Chloride (NaCl)	100	EM-3513572SC

B. Braun Medical B.V. | +31 (0)412-672411 | customercare.nl@bbraun.com | www.bbraun.nl

De informatie in deze communicatie is strikt vertrouwelijk, kan bedrijfsinformatie omvatten en is alleen bedoeld voor gebruik door de geadresseerde. Het is eigendom van de afzender van deze informatie. Ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking of kopiëren van deze communicatie of een deel daarvan is ten strengste verboden en kan onwettig zijn. De genoemde producten zijn medische hulpmiddelen. Lees voor gebruik altijd eerst de gebruiksaanwijzing.

V11/2025