

Toepassingen

Easypump® II

Naam van geneesmiddel	Merknaam	Farmacotherapeutische categorie	ATC-code	Meest gebruikte Easypump® II
Bumetanide	Burinex	Lisdiuretica	C03CA02	LT 60-30 en LT 125-25
Caspofungine		Antimycotica voor systemisch gebruik	J02AX04	ST 100-1
Cefotaxim	Claforan	Bètalactam-antibiotica, cefalosporines	J01D D01	LT 125-25
Ceftazidim	Fortum	Antibacteriële middelen voor systemisch gebruik, derde generatie cefalosporinen	J01DD02	LT 270-27 en LT 125-25
Ceftriaxon	Rocephin	Antibacteriële middelen voor systemisch gebruik, derde-generatie- cefalosporinen	J01DD04	ST 100-0,5 en ST 100-1
Cefuroxim		Antibacteriële middelen voor systemisch gebruik	J01DC02	LT 125-25
Ciprofloxacin	Ciproxin	Fluorchinolonen	J01MA02	ST 250-1,5
Clindamycine	Dalacin	Antibacteriële middelen voor systemisch gebruik	J01FF01	ST 100-1
Deferoxamine	Desferal	IJzerchelerend middel	V03AC01	LT 60-30 en LT 125-25
Flucloxacilline	Floxapen	Beta-lactamase gevoelige penicillines	J01CF05	LT 270-27 en LT 125-25
Furosemide	Lasix	Diuretica, gewone sulfonamiden	C03CA01	LT 60-30 en LT 125-25
Meropenem	Meronem	Antibacteriële middelen voor systemisch gebruik, carbapenems	J01DH02	LT 270-27 en ST 100-0,5
Methylprednisolon	Solu-Medrol	Glucocorticosteroïden voor systemisch gebruik	H02AB04	ST 100-1
Penicilline		Beta-lactamase gevoelige penicillinen	J01CE08	LT 270-27
Piperacilline	Pipcil	Antibacteriële middelen voor systemisch gebruik	J01CR05	LT 270-27 en LT 125-25
Piperacilline en Tazobactam	Tazocin	Antibacteriële middelen voor systemisch gebruik	J01CR05	LT 270-27 en LT 125-25
Rifampicine	Rifadin/Rimactan	Middelen tegen tuberculose	J04AB02	ST 100-0,5
Teicoplanine	Targocid	Glycopeptide antibacteriële middelen	J01XA02	ST 100-0,5 en ST 100-1
Tobramycine	Tobra	Aminoglycosiden	J01GB01	ST 100-0,5 en ST 100-1
Vancomycine	Vancocin	Antibacteriële middelen voor systemisch gebruik, glycopeptiden	J01XA01	ST 100-0,5 en ST 250-1,5

B. Braun Medical B.V | Tel +31 (0)412 672 411 | customercare.nl@bbraun.com | www.easypump.nl

De informatie in deze communicatie is strikt vertrouwelijk, kan bedrijfsinformatie omvatten en is alleen bedoeld voor gebruik door de geadresseerde. Het is eigendom van de afzender van deze informatie. Ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking of kopiëren van deze communicatie of een deel daarvan is ten strengste verboden en kan onwettig zijn. De genoemde producten zijn medische hulpmiddelen. Lees voor gebruik altijd eerst de gebruiksaanwijzing.