

Softima® Active O' convex Uro

1-delig systeem met een zachte convex huidplaat

Softima® Active O' convex is een oplossing voor stomadragers die last hebben van lekkages. Door een lekkage kan huidirritatie ontstaan. De huidbeschermers in deze convex huidplaat is zachter dan de andere convex huidplaten.

Zakje volgt de contouren van het lichaam
door de ergonomische vorm.

Huidbeschermers met zachte convexiteit

De zachte en flexibele convex huidplaat oefent door de bolling een lichte druk uit rondom de stoma waardoor de stoma in het zakje wordt gedrukt en de kans op lekkage vermindert.

6 mm zachte ring

Een 6 mm zachte ring die naadloos aansluit om een optimale afdichting rond de stoma te garanderen.

Uro aftapkraan

Kraantje met duidelijke voelbare open-dichtpositie verstevigt met een klik. Deze is eenvoudig te bedienen en druppelt niet na.

Het is mogelijk om een nachtzak aan te sluiten wat zorgt voor een betere nachtrust

Deze is eenvoudig te koppelen aan het urozakje met behulp van de bijgeleverde connector.



Softima® Active O'convex Uro

10 stuks per verpakking

	Maat	Referentie	Z-indexnummer	Ø (mm)	Kleur
	Midi ± 670 ml	4641715K	17133769	✂ 15-35	○

✂ Uitknipbaar | ○ Transparant

Urimed® Plus urine nachtzak

	Referentie	Z-indexnummer	Inhoud	Lengte slang	Verpakkingseenheid
	28300A	15826236	2000 ml	120 cm	10 stuks
	28300K	15435156	2000 ml	120 cm	30 stuks

B. Braun Medical B.V. | +31 (0)412 67 24 11 | homecare.nl@bbraun.com | www.bbraun.nl

De informatie in deze communicatie is strikt vertrouwelijk, kan bedrijfsinformatie omvatten en is alleen bedoeld voor gebruik door de geadresseerde. Het is eigendom van de afzender van deze informatie. Ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking of kopiëren van deze communicatie of een deel daarvan is ten strengste verboden en kan onwettig zijn.