

Ileo High flow

Opvangzak met dopsluiting voor stomadragers met een high output stoma



Softima® High Flow

- De huidplaat is bloemvormig, waardoor het de lichaamscontouren goed kan volgen.
- Eenvoudige dopsluiting op de brede uitloop.
- Gemakkelijk en veilig aan te sluiten op de Flow Collector.



Softima® 3S High Flow

- Door de drie positioneringsmogelijkheden en de extra bevestiging is er meer bewegingsvrijheid.
- Het opvangzakje is ergonomisch vormgegeven.
- Eenvoudige dopsluiting op de brede uitloop.
- Gemakkelijk en veilig aan te sluiten op de Flow Collector.
- De beige zakjes hebben een discreet dubbel kijkvenster.



Softima® Key ileo High Flow

- Eenvoudige dopsluiting op de brede uitloop.
- Gemakkelijk en veilig aan te sluiten op de Flow Collector.



Flow Collector High Output

- De Flow Collector is een opvangsysteem voor stomadragers met een stoma die veel vloeibare ontlasting produceert. Dit systeem is handig tijdens de nacht en/of bij hoge productie via het ileostoma.
- De Flow Collector is eenvoudig te koppelen aan de High output ileozakjes met dopsluiting.

Softima® High Flow

Doos van 30 stuks

	Maat	Referentie	Z-indexnummer	Ø (mm)	Kleur
	± 580 ml	42970K	17119839	15-76 ✂	●
		42971K	17119847	15-76 ✂	○

✂ Uitknipbaar | ● Beige | ○ Transparant

Softima® 3S High Flow stomazakjes

Doos van 30 stuks

	Maat	Referentie	Z-indexnummer	Ø (mm)	Kleur
	± 940 ml	933055K	16018168	55	●
		933065K	16018176	65	●
		933080K	16018184	80	●
		933155K	16018192	55	○
		933165K	16018206	65	○
		933180K	16018214	80	○

● Split Cover | ○ Transparant

Softima® Key High Flow stomazakjes

Doos van 30 stuks

	Maat	Referentie	Z-indexnummer	Ø (mm)	Kleur
	± 720 ml	62550K	15059251	50	●
		62560K	15059278	60	●
		62680K	15180506	80	○

● Beige | ○ Transparant

Flow Collector High output 2000 ml

	Referentie	Z-indexnummer	Verpakkingseenheid
	039901K	15196291	5 stuks
	039900K	15009181	15 stuks

B. Braun Medical B.V. | +31 (0)412 67 24 11 | homecare.nl@bbraun.com | www.bbraun.nl

De informatie in deze communicatie is strikt vertrouwelijk, kan bedrijfsinformatie omvatten en is alleen bedoeld voor gebruik door de geadresseerde. Het is eigendom van de afzender van deze informatie. Ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking of kopiëren van deze communicatie of een deel daarvan is ten strengste verboden en kan onwettig zijn.