

Softima® Active O' convex Roll"Up

1-delig systeem met een zachte convex huidplaat

Softima® Active O' convex is een oplossing voor stomadragers die last hebben van lekkages. Door een lekkage kan huidirritatie ontstaan. De huidbeschermers in deze convex huidplaat is zachter dan de andere convex huidplaten.

Zakje volgt de contouren van het lichaam
door de ergonomische vorm.

Huidbeschermers met zachte convexiteit
De zachte en flexibele convex huidplaat oefent door de bolling een lichte druk uit rondom de stoma waardoor de stoma in het zakje wordt gedrukt en de kans op lekkage vermindert.



6 mm zachte ring
Een 6 mm zachte ring die naadloos aansluit om een optimale afdichting rond de stoma te garanderen.

Hygiënisch en eenvoudig te legen
De uitloop van 7 cm is door de verstevigde onderranden gemakkelijk te reinigen en op te rollen en te sluiten met klittenband.



Kijkvenster
op beige leegbare zakjes om:

- het aanbrengen te vereenvoudigen;
- de ontlasting te kunnen inspecteren.

Softima® Active O'convex Roll'Up

10 stuks per verpakking

	Maat	Artikelnummer	Z-indexnummer	Ø (mm)	Kleur
	Midi ± 600 ml	4622716K	17133750	✂ 15-45	
	Maxi ± 690 ml	4622717K	17133742	✂ 15-45	

✂ Uitknipbaar |  Split coverB. Braun Medical B.V. | +31 (0)412 67 24 11 | homecare.nl@bbraun.com | www.bbraun.nl

De informatie in deze communicatie is strikt vertrouwelijk, kan bedrijfsinformatie omvatten en is alleen bedoeld voor gebruik door de geadresseerde. Het is eigendom van de afzender van deze informatie. Ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking of kopiëren van deze communicatie of een deel daarvan is ten strengste verboden en kan onwettig zijn.

V08/2023