

## Softima® 3S Roll'Up

### 2-delig kliksysteem voor meer zekerheid en goede grip

Softima® 3S is een 2-delig kliksysteem met drie positioneringsmogelijkheden en een extra bevestiging voor meer zekerheid. Het leegbare zakje dient te worden aangesloten op een Softima® 3S huidplaat.

#### Meer zekerheid

door een hoorbare klik bij het aankoppelen.

#### Meer bewegingsvrijheid

door drie positioneringsmogelijkheden.

#### Extra draagcomfort

doordat het zakje is gemaakt van non-woven materiaal.

#### Minimale druk op de buik

bij het aanbrengen.

#### Filtering van gassen en minder geur

door het laminair meerlaags filter.

#### Zakje volgt de contouren van het lichaam

door de ergonomische vorm.

#### Nauwelijks zichtbaar onder kleding

De gesloten uitloop kan eenvoudig worden verborgen.

#### Hygiënisch en eenvoudig te legen

Het zakje heeft een Roll'Up geïntegreerde sluiting, de 7 cm brede uitloop wordt omgerold en gesloten met klittenband.



## Softima® 3S vlakke huidplaat - 5 stuks per verpakking

Artikelnummer	Z-indexnummer	Ø (mm)
936415K	15997359	45/15-30 ✂
936420K	15997367	45/20
936425K	15997375	45/25
936430K	15997383	45/30
936515K	15997391	55/15-40 ✂
936535K	15997405	55/35
936540K	15997413	55/40
936615K	15997421	65/15-50 ✂
936645K	15997448	65/45
936815K	16017110	80/15-65 ✂



## Softima® 3S convex huidplaat - 5 stuks per verpakking

Artikelnummer	Z-indexnummer	Ø (mm)
937415K	16017129	45/15-26 ✂
937425K	16017145	45/25
937515K	16017153	55/15-36 ✂
937530K	16017161	55/30
937615K	16017196	65/15-46 ✂



## Softima® 3S ileo Roll'Up - 30 stuks per verpakking

Maat	Artikelnummer	Z-indexnummer	Ø (mm)	Kleur
Midi ± 635 ml	932045K	16018001	45	●
	932055K	16018028	55	●
	932065K	16018036	65	●
	932145K	16018044	45	○
	932155K	16018052	55	○
	932165K	16018060	65	○
Maxi ± 770 ml	932445K	16018079	45	●
	932455K	16018087	55	●
	932465K	16018095	65	●
	932480K	16018109	80	●
	932545K	16018117	45	○
	932555K	16018125	55	○
	932565K	16018133	65	○
	932580K	16018141	80	○



B. Braun Medical B.V. | +31 (0)412 67 24 11 | [homecare.nl@bbraun.com](mailto:homecare.nl@bbraun.com) | [www.bbraun.nl](http://www.bbraun.nl)

De informatie in deze communicatie is strikt vertrouwelijk, kan bedrijfsinformatie omvatten en is alleen bedoeld voor gebruik door de geadresseerde. Het is eigendom van de afzender van deze informatie. Ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking of kopiëren van deze communicatie of een deel daarvan is ten strengste verboden en kan onwettig zijn.