

# Softima® Active

## Extreem dun en flexibel 1-delig opvangzakje

Softima® Active is een gesloten opvangzakje met een bloemvormige vlakke, dunne en flexibele hydrocolloïd huidplaat met een voorgestante of uitknipbare opening.

**Volgt huidcontouren en bewegingen als een tweede huid** door de extreem dunne en flexibele kleeflaag.

**Geen vrijkomende ongewenste geurtjes** door geurbestendig plastic folie.

**De kleeflaag laat geen plakresten achter bij het verwijderen** en kan opnieuw worden aangebracht bij een eventuele kleeffout door de hydrocolloïd huidplak met SkinTech® formule.

**Het zakje is niet hoorbaar bij bewegingen** doordat het is bekleed met zacht, non-woven materiaal.

**Lange werkingsduur van het filter** door meerlaags High Performance filter.

**De huidplaat met SkinTech® formule kleeft direct**  
Druk uitoefenen en verwarmen is niet nodig.



### Split Cover

Een discreet kijkvenster maakt visuele controle mogelijk.



## Softima® Active colozakje - 30 stuks per verpakking

Maat	Artikelnummer	Z-indexnummer	Ø (mm)	Kleur
Mini ± 220 ml	4612215K	16306600	15-45 ✂	●
Midi ± 480 ml	4612115K	16306619	15-50 ✂	●
	4610125K	15721701	25	●
	4610130K	15721728	30	●
	4610135K	15721736	35	●
	4610140K	15721744	40	●
	4611115K	15721671	15-50 ✂	○
Maxi ± 600 ml	4612380K	16306627	15-65 ✂	●
	4611380K	15735427	15-65 ✂	○

● Beige met kijkvenster



B. Braun Medical B.V. | +31 (0)412 67 24 11 | [homecare.nl@bbraun.com](mailto:homecare.nl@bbraun.com) | [www.bbraun.nl](http://www.bbraun.nl)

De informatie in deze communicatie is strikt vertrouwelijk, kan bedrijfsinformatie omvatten en is alleen bedoeld voor gebruik door de geadresseerde. Het is eigendom van de afzender van deze informatie. Ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking of kopiëren van deze communicatie of een deel daarvan is ten strengste verboden en kan onwettig zijn.