

# Softima® Active Roll'Up

## Extreem dun en flexibel 1-delig opvangzakje

Softima® Active Roll'up is een leegbaar opvangzakje met een bloemvormige vlakke, dunne en flexibele hydrocolloïd huidplaat met een voorgestante of uitknipbare opening.

**Volgt huidcontouren en bewegingen als een tweede huid**  
door de extreem dunne en flexibele kleeflaag.

**De kleeflaag laat geen plakresten achter bij het verwijderen**  
en kan opnieuw worden aangebracht bij een eventuele kleeffout

**Geen vlekken op kleding**  
door geïntegreerd filter.

**De huidplaat met SkinTech® formule kleeft direct.**  
Druk uitoefenen en verwarmen is niet nodig.

**Geen vrijkomende ongewenste geurtjes**  
door geurbestendig plastic folie.

**Hygiënisch en eenvoudig te legen**  
De uitloop van 7 cm is door de verstevigde onderranden gemakkelijk te reinigen en op te rollen en te sluiten met klittenband.

**Het zakje is niet hoorbaar bij bewegingen**  
doordat het is bekleed met zacht, non-woven materiaal.

**Ook verkrijgbaar in split cover.**  
Een discreet kijkvenster maakt visuele controle mogelijk.



## Softima® Active ileo Roll'Up – 30 stuks per verpakking

Maat	Artikelnummer	Z-indexnummer	Ø (mm)	Kleur
Mini ± 260 ml	4620215K	15721930	15-45 ✂	●
Midi ± 580 ml	4620115K	15721787	15-50 ✂	●
	4621115K	15721809	15-50 ✂	○
	4620125K	15721833	25	●
	4620130K	15721868	30	●
	4620135K	15721892	35	●
	4620140K	15721914	40	●
Maxi ± 710 ml	4620380K	15721965	15-65 ✂	●
	4621380K	15735435	15-65 ✂	○



## Softima® Active ileo Roll'Up split cover – 30 stuks per verpakking

Maat	Artikelnummer	Z-indexnummer	Ø (mm)	Kleur
Mini ± 220 ml	4622215K	16191757	15-45 ✂	◐
Midi ± 460 ml	4622115K	16191749	15-50 ✂	◐
Maxi ± 600 ml	4622380K	16191730	15-65 ✂	◐

◐ Beige met kijkvenster

B. Braun Medical B.V. | +31 (0)412 67 24 11 | [homecare.nl@bbraun.com](mailto:homecare.nl@bbraun.com) | [www.bbraun.nl](http://www.bbraun.nl)