

Softima®

1-delig opvangzakje met optimaal draagcomfort

Softima® is een gesloten opvangzakje met een bloemvormige, vlakke, hydrocolloïd huidplaat. Het gesloten colozakje is voorzien van een non-woven voor- en achterzijde en een laminair meerlaags filter.

Zeer discreet

doordat geur wordt bestreden. Het meerlaags filter kan niet vochtig worden en er treedt minder bolvorming op.

Sluit aan op de lichaamscontouren
door de ergonomische vorm

Niet hoorbaar bij bewegingen
door de bekleding met zacht, non-woven materiaal.



Optimaal draagcomfort

door de flexibele huidplaat die mee beweegt.

Geen vrijkomende geurtjes

door het geurbestendige plastic folie.

Ook verkrijgbaar in convex versie voor een teruggetrokken stoma.

De convex vorm heeft een bolling in de huidplaat.

Softima® colozakje – 30 stuks per verpakking

Maat	Artikelnummer	Z-indexnummer	Ø (mm)	Kleur
Mini ± 275 ml	43212K	15840395	15-45 ✂	●
	43220K	15840409	20	●
	43225K	15840417	25	●
	43230K	15840425	30	●
	43235K	15840433	35	●
Midi ± 465 ml	043016K	14857375	16-60 ✂	●
	043024K	14857391	25	●
	043028K	14857405	30	●
	043036K	14857421	35	●
	043040K	14857448	40	●
	043045K	14857456	45	●
	043616K	14857472	16-60 ✂	○
Maxi ± 500 ml	043070K	14857383	16-75 ✂	◐
	043670K	14857480	16-75 ✂	○

◐ Split Cover / Beige met kijkvenster



Softima® colozakje convex – 10 stuks per verpakking

Maat	Artikelnummer	Z-indexnummer	Ø (mm)	Kleur
Midi ± 430 ml	43017K	15312046	15-35 ✂	●
	43018K	15312054	15-45 ✂	●
	43031K	15312070	30	●
	43037K	15312089	35	●



B. Braun Medical B.V. | +31 (0)412 67 24 11 | homecare.nl@bbraun.com | www.bbraun.nl

De informatie in deze communicatie is strikt vertrouwelijk, kan bedrijfsinformatie omvatten en is alleen bedoeld voor gebruik door de geadresseerde. Het is eigendom van de afzender van deze informatie. Ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking of kopiëren van deze communicatie of een deel daarvan is ten strengste verboden en kan onwettig zijn.