

Softima® Roll'Up

1-delig opvangzakje met optimaal draagcomfort

Softima® Roll'Up is een leegbaar opvangzakje met een bloemvormige, vlakke, hydrocolloïd huidplaat. Het zakje heeft een brede uitloop voor tussentijds legen en is voorzien van een non-woven voor- en achterzijde en een laminair meerlaags filter.

Zeer discreet

doordat geur wordt bestreden. Het High Performance filter kan niet vochtig worden en er treedt minder bolvorming op.

Nauwelijks zichtbaar onder kleding

De gesloten uitloop kan eenvoudig worden verborgen.

Sluit aan op de lichaamscontouren

door de ergonomische vorm.

Optimaal draagcomfort

door de flexibele huidplaat die mee beweegt.

Controle of het zakje nog goed zit of vervangen moet worden

Het uitknipbare zakje heeft een kijkvenster.

Niet hoorbaar bij bewegingen

door de bekleding met zacht, non-woven materiaal.

Hygiënisch en eenvoudig in gebruik

Het zakje heeft een Roll'Up geïntegreerde sluiting, de 7 cm brede uitloop wordt omgerold en gesloten met klittenband.



Ook verkrijgbaar in convex versie voor een teruggetrokken stoma.

De convex vorm heeft een bolling in de huidplaat.

Softima® ileo Roll'Up – 30 stuks per verpakking

Maat	Artikelnummer	Z-indexnummer	Ø (mm)	Kleur
Midi ± 580 ml	41715K	15320073	15-60 ✂	●
	41725K	15320081	25	●
	41730K	15320103	30	●
	41735K	15320111	35	●
	41740K	15320138	40	●
	41815K	15320146	15-60 ✂	○



Softima® ileo Roll'Up split cover- 30 stuks per verpakking

Maat	Artikelnummer	Z-indexnummer	Ø (mm)	Kleur
Mini ± 260 ml	41710K	16306635	15-45 ✂	●
	41716K	16306643	15-60 ✂	●
Midi ± 580 ml	41716K	16306643	15-60 ✂	●
Maxi ± 710 ml	41776K	16306651	15-76 ✂	●



● Split Cover / Beige met kijkvenster

Softima® ileo Roll'Up convex – 10 stuks per verpakking

Maat	Artikelnummer	Z-indexnummer	Ø (mm)	Kleur
Midi ± 590 ml	41717K	15320022	15-35 ✂	●
	41718K	15320030	15-45 ✂	●
	41817K	15336069	15-35 ✂	○
	41818K	15336077	15-45 ✂	○



B. Braun Medical B.V. | +31 (0)412 67 24 11 | homecare.nl@bbraun.com | www.bbraun.nl

De informatie in deze communicatie is strikt vertrouwelijk, kan bedrijfsinformatie omvatten en is alleen bedoeld voor gebruik door de geadresseerde. Het is eigendom van de afzender van deze informatie. Ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking of kopiëren van deze communicatie of een deel daarvan is ten strengste verboden en kan onwettig zijn.