

# Softima® Key Roll'Up

## 2-delig kleefstelsel met een uniek geleidingssysteem

Softima® Key Roll'Up is een dun en flexibel 2-delig kleefstelsel met een uniek geleidingssysteem voor een precieze, eenvoudige en veilige positionering. Het stomazakje wordt met een kleeflaag met 'sleutel' bevestigd op de huidplaat: het zakje wordt met een tabje ('sleutel') geplaatst in de inkeping (geleiding) aan de onderzijde van de huidplaat. Door het zakje zachtjes aan te drukken valt de 'sleutel' in het 'slot'.

### Precieze, eenvoudige en veilige positionering

op de huidplaat door de kleefsluiting met tapje (sleutel).

### Eenvoudig te reinigen

Geen opstaande rand van de flens.

### Optimaal draagcomfort

door ronde, flexibele huidplaat op basis van hydrocolloïd.

### Geen druk op de buik

Zachte, flexibele lens die voelt als een 1-delig systeem.

### Nauwelijks zichtbaar onder kleding

De gesloten uitloop kan eenvoudig worden verborgen.

### Hygiënisch en eenvoudig te legen

Het zakje heeft een Roll'Up geïntegreerde sluiting, de 7 cm brede uitloop wordt omgerold en gesloten met klittenband.



## Softima® Key vlakke huidplaat – 10 stuks per verpakking

Artikelnummer	Z-indexnummer	Ø (mm)
63040K	15059154	40/15-35 ✂
63050K	15059170	50/15-45 ✂
63060K	15059189	60/15-55 ✂
63080K	15180417	80/15-75 ✂



## Softima® Key convex huidplaat – 5 stuks per verpakking

Artikelnummer	Z-indexnummer	Ø (mm)
63052K	15233014	50/15-25 ✂
63062K	15233030	60/15-35 ✂
63063K	15233049	60/15-45 ✂
63064K	15233057	60/25
63066K	15233065	60/30
63067K	15233073	60/35
63069K	15233081	60/40



## Softima® Key Roll'Up – 30 stuks per verpakking

Maat	Artikelnummer	Z-indexnummer	Ø (mm)	Kleur
Midi	631241K	15399656	40	●
	631251K	15399672	50	●
	631240K	15399648	40	○
Maxi	631250K	15399664	50	○
	631261K	15399699	60	●
	631281K	15399710	80	●
	631260K	15399680	60	○
	631280K	15399702	80	○



B. Braun Medical B.V. | +31 (0)412 67 24 11 | [homecare.nl@bbraun.com](mailto:homecare.nl@bbraun.com) | [www.bbraun.nl](http://www.bbraun.nl)