

B. Braun Wipes mini

Flexibel en handig in gebruik

B. Braun Wipes mini

- Hervulbare wipe dispenser
- Save-lock deksel met hoorbare klik

B. Braun Wipes mini ECO

- Doekjes voor schoonmaak en ontsmetting
- Van uitstekende kwaliteit (50 g / m²)
- Rekbaar in tegengestelde richting door de parallel ingestelde structuur van de doekjes
- Ecologisch / economisch in gebruik (20% reductie van het materiaal)

Voordelen

- Veiliger in gebruik: geen open flessen meer nodig
- Na het vullen direct gebruiksklaar met altijd de juiste hoeveelheid vloeistof
- Voordeliger dan kant-en-klare doekjes
- Doekjes zijn van hoge kwaliteit



Beschikbare producten

Artikelomschrijving	Artikelnummer	Besteleenheid
B. Braun Wipes mini Disinfectant wipe dispenser (zonder fleece roll)	19874	12
B. Braun Wipes mini ECO Fleece roll met 60 doekjes, 150 mm x 200 mm	19725	12

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie?

Neem dan contact op met het Customer Care Team via customer care.nl@bbraun.com of +31 (0)412 67 24 11.