

2021



Nederland

ASSORTIMENTSOVERZICHT

WOND

Inhoud

Product	Pagina
Wondzorg	
Wondbedvoorbereiding, vochtige wondgenezing en fixatie	
Wondbedvoorbereiding	4
Wondbedvoorbereiding en decontaminatie	6
Wondverbanden voor vochtige wondgenezing	8-11
Conventionele wondbedekkers	13-14




Wondzorg
Wondbedvoorbereiding

Wondzorg

Wondbedvoorbereiding


Eigenschappen

- Voor reiniging en bevochtiging van acute en chronische wonden, 1ste en 2de graad brandwonden.
- Kant en klare vloeistof ter voorkoming en behandeling van biofilms, fibrinelagen en debris.
- Bevat betaine (doorbreekt biofilm) en polyhexanide (remt bacteriegroei).
- Na opening 8 weken houdbaar.
- Effectief tegen geur.
- Mag bij baby's en kinderen worden toegepast.

Prontosan® Wondreinigingsvloeistof					
	Referentie	Z-indexnummer	Inhoud	Verpakkingseenheid	
	Vloeibaar	400484	15975304	40 ml	24 stuks
		400403	15280845	350 ml	10 stuks
		400446	15763420	1000 ml	10 stuks


Eigenschappen

- Deze adapter past op de literfles Prontosan® en vergemakkelijkt het aansluiten op een systeem voor negatieve druk therapie met installatie van Prontosan® vloeistof.

Prontosan® Installatie adapter voor NPWT		Doos van 10 stuks
	Referentie	Z-indexnummer
	3908437	-

Eigenschappen

- Een druppelvormige pad met microvezels en een absorberende laag die in combinatie met Prontosan® wondreinigingsvloeistof wordt toegepast voor een effectieve wondbedvoorbereiding.
- Prontosan® Debridement Pad verwijdert ongewenste lagen, zoals verweekte necrose en fibrine en absorbeert overtollig exsudaat.
- Intacte huid wordt gespaard.
- Het reinigen van wonden met de Prontosan® Debridement Pad is zeer effectief en kan toegepast worden als mogelijk alternatief voor scherp debridement. Bijvoorbeeld bij wonden of situaties waarin scherp debridement niet mogelijk is.

Prontosan® Debridement Pad			
	Referentie	Z-indexnummer	Verpakkingseenheid
	3908456	16592816	3 stuks
	3908457	16592808	10 stuks




Wondzorg
Wondbedvoorbereiding en decontaminatie

Wondzorg

Wondbedvoorbereiding en decontaminatie


Eigenschappen

- Prontosan® Wondgel is een hydrogel ter voorkoming en behandeling van biofilm, infectie, fibrinelagen, necrose en debris.
- Bevat 2 unieke bestanddelen die samen enorm effectief zijn tegen diverse ongewenste lagen in een wond.
- Bevat betaïne, een surfactant die ongewenste lagen kan openbreken waardoor de polyhexanide, bacteriegroei kan aanpakken.
- Na opening 8 weken houdbaar.
- Effectief tegen geur.
- Mag bij baby's en kinderen gebruikt worden.

Prontosan® Gel			Doos van 20 stuks
	Referentie	Z-indexnummer	Inhoud
	400505	15290883	30 ml

Eigenschappen

- Prontosan® Wondgel X is een cohesieve hydrogel ter voorkoming en behandeling van biofilm, infectie, fibrinelagen, necrose en debris.
- Bevat 2 unieke bestanddelen die samen enorm effectief zijn tegen diverse ongewenste lagen in een wond.
- Bevat betaïne, een surfactant die ongewenste lagen kan openbreken waardoor de polyhexanide, bacteriegroei kan aanpakken
- Na opening 8 weken houdbaar
- Effectief tegen geur.
- Mag bij baby's en kinderen gebruikt worden.

Prontosan® Wound Gel X			Per stuk
	Referentie	Z-indexnummer	Inhoud
	Gel 400517	15830985	50 gr
	400508	15690016	250 gr



Wondzorg
Wondverbanden voor vochtige wondgenezing

Wondzorg

Wondverbanden voor vochtige wondgenezing

Eigenschappen

- Hoge absorptiecapaciteit.
- De alginaat-CMC-vezels reageren op wondvocht met een gelling, wat een ideaal milieu geeft voor vochtige wondgenezing.

Askina® Sorb, calcium-alginaat

Referentie	Z-indexnummer	Maat (cm)	Verpakkingseenheid
2100S	15005275	6 x 6	15 stuks
2101S	15005283	10 x 10	15 stuks
2102S	15005291	15 x 15	10 stuks
2105S	15005267	2,7 x 34	10 stuks



Eigenschappen

- Een zacht, soepel 2-laags, niet klevendfoam verband.
- Met een ademende polyurethane top laag.
- Laat geen water en bacteriën door.

Askina® Foam

Referentie	Z-indexnummer	Maat (cm)	Verpakkingseenheid
7241010	15482332	10 x 10	10 stuks
7241210	15482340	10 x 20	10 stuks
7242005	15482367	20 x 20	5 stuks



Eigenschappen

- Uniek absorptieproces.
- De droge hydrogellaag neemt overtollig wondvocht op, houdt het vast en creëert een vochtig wondmilieu.
- De foamlag laat overtollig wondvocht verdampen.

Askina® Transorbent, met kleeflaag

Referentie	Z-indexnummer	Maat	Verpakkingseenheid
0072786R	14554259	5 x 7	10 stuks
0072789U	14172135	10 x 10	5 stuks
0072720E	14555131	24 x 24	5 stuks



Eigenschappen

- Foamverband met inkeping voor canules, drains en katheters.

Askina® Trachea

Referentie	Z-indexnummer	Maat (cm)	Doos met 10 stuks
7248510	15500608	9,5 x 8,5	



Wondzorg

Wondverbanden voor vochtige wondgenezing

Eigenschappen

- Anatomisch gevormd niet klevend foam speciaal voor hielen.
- Zelf aan te brengen klittenbandstickers fixeren het verband en maakt tussentijdse controle mogelijk.
- De hydrofiele polyurethane foam creëert een vochtig wondmilieu.

Askina® Heel

Referentie	Z-indexnummer	Maat (cm ²)	Doos met 5 stuks
7240105	15500616	225	



Eigenschappen

- Foam verband met een zachte siliconenkleeflaag en een waterdampdoorlaatbare film.
- De beschermende film top laag is ademend, waterproof en niet doorlaatbaar voor bacteriën.
- De hydrofiele foam laag reguleert de vochtbalans, is zacht en comfortabel en absorbeert goed.
- Pijnloos te verwijderen door de siliconen kleeflaag.

Askina® DresSil, foamverband met siliconenkleeflaag

Referentie	Z-indexnummer	Maat (cm)	Verpakkingseenheid
5295710	15603253	5 x 7	10 stuks
5291010	15603261	10 x 10	10 stuks
5291205	15603296	10 x 20	5 stuks
5291510	15603288	15 x 15	10 stuks
5292005	15603318	20 x 20	5 stuks



Eigenschappen

- Foam verband met een zachte siliconenkleeflaag met border en een waterdampdoorlaatbare film.
- Verbeterd het patiëntencomfort
- Hypoallergeen.

Askina® DresSil Border, foamverband met siliconenkleeflaag

Referentie	Z-indexnummer	Maat (cm)	Verpakkingseenheid
5396610	16078462	6 x 6	10 stuks
5397510	15668533	7,5 x 7,5	10 stuks
5391010	15668541	10 x 10	10 stuks
5391510	15668568	15 x 15	10 stuks
5395210	15668576	15 x 20	10 stuks
5392005	15668584	20 x 20	5 stuks



Wondzorg

Wondverbanden voor vochtige wondgenezing

Eigenschappen

- De beschermende polyurethaanfilm is ademend, waterdicht en vormt een barrière voor bacteriën.
- De hydrofiele schuimlaag reguleert vocht, is zacht en vervormbaar en heeft een uitstekende absorptiecapaciteit
- De siliconenkleeflaag heeft een open structuur zo kan het exsudaat snel geabsorbeerd worden in het foam.

Askina® Dressil Sacrum, foamverband met siliconenkleeflaag Doos van 5 stuks

Referentie	Z-indexnummer	Maat (cm)
5491605	15668592	16 x 17,5



Eigenschappen

- Beschermt kwetsbaar granulatieweefsel.
- Pijnloze verbandwisselingen, geen stripeffect van epidermiscellen.
- Te combineren met een secundair verband.

Askina® SilNet, siliconen wondcontactlaag Doos van 10 stuks

Referentie	Z-indexnummer	Maat (cm)
5197510	15482537	7,5 x 10
5191810	15482545	10 x 18
5192305	15482553	20 x 30



Eigenschappen

- Absorbeert en geleert wondvocht.
- Creëert een vochtig wondmilieu wat de wondgenezing stimuleert.
- Heeft een hoge absorptiecapaciteit.
- De polyurethane film laat geen geur door, is waterresistent en houdt bacteriën tegen.

Askina® Hydro, nieuwe generatie hydrocolloïd Doos van 10 stuks

Referentie	Z-indexnummer	Maat (cm)
F72041	14575175	10 x 10



Wondzorg

Wondverbanden voor vochtige wondgenezing

Eigenschappen

- Steriele transparente film die een vochtig wondmilieu creëert op oppervlakkige, droge, tot vochtige wonden.

Askina® Derm, wondfolie Doos van 10 stuks

Referentie	Z-indexnummer	Maat (cm)
F72032	14555069	6 x 7
F72035	14555077	10 x 12
F72038	14555085	15 x 20



Eigenschappen

- Vormt een ademende huidbarrière
- Prikt niet en droogt snel.
- Ter bescherming van onder andere wondranden en kwetsbare delen van de huid.

Askina® Barrier, huidbeschermende spray en crème Per stuk

Referentie	Z-indexnummer	Inhoud	Type
4002801	15603628	28 ml	Spray
4119201	15928241	92 gram	Creme



Eigenschappen

- Wondverband waarbij de doeltreffendheid van geïoniseerd zilver gecombineerd wordt met de absorberende eigenschappen van calciumalgiinaat en polyurethaan foam.

Askina® Calgitrol®, zilververband Doos van 10 stuks

	Referentie	Z-indexnummer	Maat (cm)
3 in 1 verband	6211010	15294870	10 x 10
	6211510	15294889	15 x 15
	6212010	15294897	20 x 20
THIN	6205510	15803612	5 x 5
	6201010	15802620	10 x 10
	6202110	15802639	10 x 20



Eigenschappen

- Zorgt voor een vochtige wondomgeving.
- Gemakkelijk te verwijderen door te spoelen.

Askina® Calgitrol® Ag pasta Doos van 5 stuks

Referentie	Z-indexnummer	Inhoud
6241505	15779491	15 gram





Wondzorg Conventionele wondbedekkers

Wondzorg Conventionele wondbedekkers

Eigenschappen

- Buisvormig verband wat gebruikt wordt om snel een vingerverband aan te leggen.
- Om de vinger te beschermen, of om een pleister of steriel kompres te fixeren.

Askina® Finger Bob®, vingerverband



Referentie	Z-indexnummer	Maat	Verpakkingseenheid
WIN 9044000	14179210	Standaard	50 stuks
WIN 9044019	14179229	Standaard	50 stuks
WIN 9044159	14234319	Large	25 stuks

Eigenschappen

- Huidkleurige wondpleisters voor kleine oppervlakkige wondjes.

Askina® Med®, pleisterstrips



Referentie	Z-indexnummer	Maat (cm)	Verpakkingseenheid
9085017	14166917	3,8 x 3,8	100 stuks

Eigenschappen

- Gemaakt van ademend non woven textiel.
- Door de hypoallergene polyacrylaat kleeflaag bijzonder huidvriendelijk.
- Zelfklevend absorbende eilandpleister met wondkussen.
- Door de afgeronde hoeken rolt het verband minder snel op.

Askina® Soft, elastische pleisterstrips



Referentie	Z-indexnummer	Maat (cm)	Verpakkingseenheid
9086480	15641600	7,5 x 5	50 stuks

Eigenschappen

- Onsteriele gaasjes van katoen.

Askina® Mullkompres, gaaskompres



Referentie	Z-indexnummer	Maat (cm)	Verpakkingseenheid
9031308	14173239	5 x 5	100 stuks

B. Braun Medical B.V. | +31 (0)412 67 24 11 | homecare.nl@bbraun.nl | www.bbraun.nl

De informatie in deze communicatie is strikt vertrouwelijk, kan bedrijfsinformatie omvatten en is alleen bedoeld voor gebruik door de geadresseerde. Het is eigendom van de afzender van deze informatie. Ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking of kopiëren van deze communicatie of een deel daarvan is ten strengste verboden en kan onwettig zijn.