

Artikelnummer	Omschrijving	Nominaal vulvolume	Nominale afgiftesnelheid	Nominale infusieduur
ST variant				
4540002-07	Easypump® II LT 60-12-S	60 ml	5 ml/uur	12 uur
4540004-07	Easypump® II LT 80-16-S	80 ml	5 ml/uur	16 uur
4540006-07	Easypump® II LT 125-25-S	125 ml	5 ml/uur	25 uur
4540008-07	Easypump® II LT 270-27-S	270 ml	10 ml/uur	27 uur
4540010-07	Easypump® II LT 60-30-S	60 ml	2 ml/uur	30 uur
4540012-07	Easypump® II LT 120-30-S	120 ml	4 ml/uur	30 uur
4540014-07	Easypump® II LT 400-40-S	400 ml	10 ml/uur	40 uur
4540016-07	Easypump® II LT 100-50-S	100 ml	2 ml/uur	50 uur
4540018-07	Easypump® II LT 270-54-S	270 ml	5 ml/uur	54 uur
4540022-07	Easypump® II LT 400-80-S	400 ml	5 ml/uur	80 uur
4540026-07	Easypump® II LT 270-68-S	270 ml	4 ml/uur	68 uur
4540028-07	Easypump® II LT 400-100-S	400 ml	4 ml/uur	100 uur
4540032-07	Easypump® II LT 270-135-S	270 ml	2 ml/uur	135 uur
LT variant				
4540040-07	Easypump® II ST 100-0,5-S	100 ml	200 ml/uur	0,5 uur
4540042-07	Easypump® II ST 250-0,5-S	250 ml	500 ml/uur	0,5 uur
4540044-07	Easypump® II ST 50-1-S	50 ml	50 ml/uur	1 uur
4540046-07	Easypump® II ST 100-1-S	100 ml	100 ml/uur	1 uur
4540048-07	Easypump® II ST 250-1-S	250 ml	250 ml/uur	1 uur
4540050-07	Easypump® II ST 250-1,5-S	250 ml	175 ml/uur	1,5 uur
4540052-07	Easypump® II ST 400-2-S	400 ml	200 ml/uur	2 uur
4540054-07	Easypump® II ST 500-2-S	500 ml	250 ml/uur	2 uur
4540056-07	Easypump® II ST 100-2-S	100 ml	50 ml/uur	2 uur
4540058-07	Easypump® II ST 400-4-S	400 ml	100 ml/uur	4 uur

Alle varianten van Easypump® II ST en LT worden geleverd in dozen van tien stuks.

Easypump® II codering

Easypump® II biedt een ruim productassortiment. De duidelijke naamgeving helpt te bepalen welke variant het beste aansluit bij de behoefte van elke patiënt.

LT staat voor 'long-term' en komt neer op een infusieduur tussen 12 uur en 270 uur (11 dagen).

ST staat voor 'short-term' en heeft betrekking op een infusieduur van 30 minuten tot maximaal 4 uur.

30 staat voor de nominale infusieduur in uren. Easypump® II is beschikbaar met een infusieduur vanaf 0,5 uur tot 270 uur.

LT varianten bieden een infusieduur van:
12-16-25-27-30-40-50-54-60-67-68-80-100-130-135-150-200 of 270 uur.

ST varianten bieden een infusieduur van:
0,5-1-1,5-2 of 4 uur.

Easypump® II LT 120-30-S

120 staat voor het nominale vulvolume in ml. Easypump® II is beschikbaar met een nominaal volume van 50 tot 500 ml:

LT varianten bieden een nominaal volume van:
60-65-80-100-120-125-270-300-400 ml.

ST varianten bieden een nominaal volume van:
50-100-250-400-500 ml.

S staat voor 'soft shell':
De buitenste bescherm laag is zacht en flexibel. Easypump® II is weer helemaal plat als hij leeg is.



Kijk voor meer informatie op www.easypump.nl of scan de QR-code.



B. Braun Medical B.V | +31 (0)412 67 24 11 | customercare.nl@bbraun.com | www.bbraun.nl

De informatie in deze communicatie is strikt vertrouwelijk, kan bedrijfsinformatie omvatten en is alleen bedoeld voor gebruik door de geadresseerde. Het is eigendom van de afzender van deze informatie. Ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking of kopiëren van deze communicatie of een deel daarvan is ten strengste verboden en kan onwettig zijn. De genoemde producten zijn medische hulpmiddelen. Lees voor gebruik altijd eerst de gebruiksaanwijzing.